

User Manual

DTX Studio™ Implant Version 3.4

準備・データ読込編



DTX Studio™ Implant

免責事項:

この製品は、包括的なコンセプトの一部であり、ノーベルバイオケアの取扱説明書に従い、適合する専用の製品との組み合わせでのみ使用できます。推奨されていない他社製品にノーベルバイオケアの製品を組み合わせで使用した場合、ノーベルバイオケアのいかなる保証も、その他のいかなる義務も、明示/黙示を問わず無効になります。

ノーベルバイオケアの製品を使用する際には、いかなる製品についても、それが特定の患者様およびその状況に適合するかどうかの決定は歯科医が行わなければなりません。ノーベルバイオケアは、ノーベルバイオケア製品の使用において、歯科医師の専門的な判断または治療におけるエラーが原因となって生じるか、またはそれらに関係して生じる、直接的、間接的、懲罰的、またはその他のどのような損害の責任も明示/黙示を問わず負わないものとします。

ユーザーは、本ノーベルバイオケア製品に関する最新の開発動向およびその適用について、定期的に学ぶ義務を負っています。

ユーザーは、不明な点がある場合には、ノーベルバイオケアに連絡する必要があります。この製品の利用についてはユーザーの監督下で行われるため、いかなる製品についても、それが特定の患者様およびその状況に適合するかどうかの決定はユーザーの責任になります。

ノーベルバイオケアは、製品の使用が原因で生じる損害に対して一切責任を負いません。

取扱説明書で言及している製品のうち、国や地域によっては一部の製品が未認可、未販売、または未承諾の場合があります。

ご了承ください。

歯科医に対する注意: 新しい治療法や機器を使用する際は、事前にトレーニングを受けておくことをお勧めします。

ノーベルバイオケアは、歯科医が知識や経験のレベルに合わせて選択できるように、さまざまなコースを提供しています。

詳細については、nobelbiocare.co.jpにアクセスしてください。

新しい機器や治療法を初めて使用する際は、その新しい機器の使用法や治療法に関して経験が豊富な歯科医とともに治療を行うことで、可能性のある合併症を防ぐことができます。

そのために、ノーベルバイオケアにはメンター講師のグローバル・ネットワークがあります。

一般的な注意事項と警告: インプラントが100%成功することは保証できません。

小児患者には、顎骨の成長段階が完了したことが間違いなく確認されるまで、通常のインプラントの治療は推奨できません。

施術前の硬組織や軟組織が不足している場合には、審美性が損なわれたり、好ましくない角度でインプラント埋入されたりすることがあります。

NobelGuide®サージカルテンプレートおよびデュプリケート・デンチャーは、適切なノーベルバイオケア・インプラント、外科用インストルメント、および補綴コンポーネントとのみ併用することを強く推奨します。

併用することを意図していないコンポーネントと組み合わせると、機械的故障や器具の破損を招いたり、組織を損傷させたり、満足できない審美的結果となることがあります。

ユーザーは、顎外外科術式（歯科または頬骨領域外での歯科用インプラントを使用した頭蓋顎顔面の治療）のプランニングを行う前に、インプラントが顎外での使用を意図しているかどうかを確認する必要があります。

ファイアウォールを正しく構成したうえで、DTX Studio™ Implantを使用するコンピュータに最新のウイルス対策ソフトウェアやマルウェア対策ソフトウェアをインストールすることをお勧めします。

補足情報:

NobelGuide®のコンセプトおよび外科術式の詳細については、ノーベルバイオケア社にお問い合わせください。

DTX Studio™ Implantのパフォーマンスはご使用のオペレーティング・システムによって異なります。

そのため、承認されているオペレーティング・システムでのみDTX Studio™ Implantを使用してください。

承認されているオペレーティング・システムの種類やDTX Studio™ Implantのインストール方法の詳細については、プロセラテクニカルサポートまでお問い合わせください。

注: 米国とその他の一部の国々では、歯科用骨内インプラント埋入のサージカルテンプレートは医療機器として扱われます。

これらのサージカルテンプレートの製作に関する規制状況および要件の詳細については、該当地域の規制機関にお問い合わせください。



製造者: Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17
Göteborg, Sweden
電話: +46 31 81 88 00
Fax: +46 31 16 31 52
www.nobelbiocare.com



取扱説明書を参照してください



Rx Only

医師の指示に基づいた使用に限る。
注意: 米国連邦法では、歯科医師、医療専門家、または医師の発注のうえで販売されるものとして本機器を制限しています。

カナダにおけるライセンスの適用除外: 一部の製品は、カナダの法律に従ってライセンス契約されていない可能性があることに注意してください。

DTX Studio™ Implant

デバイスの説明：

DTX Studio™ Implant は、歯科、頭蓋顎顔面、および関連する治療の画像に基づく診断プロセスや治療プランニングを支援する臨床使用向けのソフトウェアです。歯科、頭蓋顎顔面、および関連する治療の診断や治療プランニングのプロセスを支援するため、DTX Studio™ Implant には、診断や治療プランニングのプロセスを目的とした患者様の（CB）CT 画像の視覚化テクノロジーが用意されています。また、写真画像やX線などの2D画像データや、口腔内の状態のサーフェス・スキャンを視覚化し、診断用画像データを1つにまとめることができます。補綴インプラントのプランニングをサポートするため、補綴情報を追加して視覚化することができます。インプラント埋入位置や補綴情報を含むサージカルプランは、DTX Studio™ Lab での歯科修復の設計用にエクスポートできます。DTX Studio™ Implantは、歯科用インプラントに基づいたオーラルリハビリテーションのNobelGuide®の臨床コンセプトに対応しています。全歯欠損および部分欠損（単独歯の症例を含む）の治療におけるガイディッド外科手術システム（“NobelGuide® コンセプト”）の一部です。

DTX Studio™ Implant のユーザーは、レギュラー・トレーニングおよび教育セッションを受講することで、プランニング・ソフトウェアの使い方をマスターできるようになります。詳細情報については、ノーベルバイオケアのWebサイト www.nobelbiocare.com からアクセスできるコースをご覧ください。

用途

DTX Studio™ Implant は、歯科領域および頭蓋顎顔面領域の診断と治療プランニングを支援するために、CTスキャナーなどの機器から2D 画像や3D 画像の情報を転送し表示するためのソフトウェア・インターフェースです。DTX Studio™ Implant は、ガイディッド・インプラント・サージェリーに役立ったり、歯科補綴ソリューションのデザイン入力や確認に使用できます。結果をエクスポートして製造することができます。

禁忌

DTX Studio™ Implant では確認されていません。



警告

このプランニング・プログラムによってすべての技術的制約が自動的に確認されるわけではありません。場合によっては、ソフトウェアを通じて技術的制約が自動的に特定されない場合でも、サージカルテンプレートが製作できない可能性があります。

本書に使用されている症例データ、プランニング、およびインプラント製品は、ソフトウェアの使用方法を図解説明するための目的で記載されており、臨床における検査診断および計画を誘導すること意図するものではありません。

Content

Preparation / Import

タイトル	詳細	ページ
DTX Studio™ Implantの構成		
	プラットフォーム構成	06
	モジュール・バー	07
	ビューアの実操作	08
データの準備		
	Radio Graphic Guide	10
	SmartFusion™	12
ソフトウェア起動		
各種設定(ゼネラル・プリファレンス)		
	言語設定	16
	データ読み込み先設定	17
	高度な設定	18
	インストール製品	20
	警告	23
	スキャナー設定	24
	レポート	25
	ワークスペース	26
	3Dビューア	27
	オブジェクト	28
	患者モデル	29
	インプラント	30

Content

Preparation / Import

タイトル	詳細	ページ
患者データのアーカイブ	CT convert (顎骨データ取り込み / DICOM)	31
データ作成		32
患者データのOpen		42
Patients(患者)		43
	スキャナー設定	45
	リスライスカーブ	46
	CTプリセット	47
	トランスファ・ファンクション	48
	アーチファクト除去(3D画像編集)	53
	アーチファクト除去(2D画像編集)	59
補綴設定		63
	各種スキャンデータの特長	64
デンタルスキャン (SmartFusion™)		70
	SmartFusion™の定義	71
	スキャン・オーダー(データ取り込み)	72
	デンタルスキャンデータ取り込み	85
	マッチング精度の確認	92
	マッチングの失敗	93
	・ Initialize Points (3点SmartFusion)	95
	・ Initialize Points (9点SmartFusion)	106
	・ Initialize Points (9点SmartFusion – Manual matching)	115
各種スキャンデータ		119
	SmartSetup (歯牙データ)	120
	Diagnostic Scan (歯牙データ)	128
	Antagonist Scan (対合歯データ)	135
	Radio Graphic Guide	147
	・DICOMデータの取り込み	148
	・Calibration CBCT用	153
Contact support		168

DTX Studio™ Implant


DTX Studio™ Implantの構成



1 モジュール・バー

各項目のモジュールを左クリックで移動します
Office モジュールと同じ機能です

Office モジュール



2 ツール・バー

特定のタスクに必要なツールにアクセスできます
【インプラント】や【クロスセクショナル画像】を
選択した場合、専用のタブが出現します



3 アシスタント

DTX Studio™ Implantでは、ア
シスタントがサージカルテンプレート
作成までのステップをサポートし
ます

4 グループ・オブジェクト・バー

オブジェクト・バーでは、
・画像・オブジェクト
・プランニング・オブジェクト
・リスライス・オブジェクト
の表示 / 非表示設定が可能です

5 折りたたみボタン

グループ・オブジェクト・バーを最小
化しアイコンのみを表示します

6 サイド・バー

画面の大きさを変更します

7 アップロード・センター

データの送受信時に進行状態を
確認します

8 ワークスペース

3D / 2D / パノラミック画像など、様々な視点で確認できるワークスペース

DTX Studio™ Implant

DTX Studio™ Implantの構成

モジュール・バーのアイコンをクリックして、
各DTX Studio™ Implantモジュール間を移動します

患者に関するセクションを指定して表示するには、マイ・オ
フィスで患者を左ダブルクリックします
診断と治療計画を行うには、【3Dプランニング】を左クリッ
クします



ホーム／マイ・オフィス・モジュールは、患者とキャリブレーション・セットの管理に使用します

3Dプランニング・モジュールは、DICOMファイルのインポート、患者モデルとガイド・モデルの作成、診断と計画の実行に使用します

患者情報モジュールは、患者情報の保存および患者ライブラリの臨床写真の管理に使用します

オーダー・モジュールは、歯科模型またはワックスアップ、テンプレットまたはサージカルテンプレートのスキャンのオーダーや、
デュプリケート・デンチャー（標準コンポーネント付）のオーダーに使用します

ディスカッション・モジュールを使用すると、ビューア・ファイル、レポート、Communicatorプレゼンテーションによって歯科医師同士
や患者との治療計画についてのコミュニケーションが容易になります

DTX Studio™ Implant

DTX Studio™ Implantの構成

ビューアの実操作











操作モードを選択DTX Studio™ Implantを操作します

操作ツールバーのアイコンの左クリック、操作の右クリック・メニュー、またはショートカット・キーの組み合わせを使用して、操作モードを切り替えてください

3Dビューアでは、さまざまな標準ビューを利用します

標準ビューでモデルを表示するには、該当するアイコンを左クリックします



	操作モード	オブジェクトを選択したり、アクション対象のオブジェクトを指定します
	回転モード	マウスをドラッグして3Dシーンを回転させます（3Dの場合のみ）
	移動モード	マウスをドラッグしてシーンを移動します
	ズーム・モード	マウスをドラッグして拡大または縮小します
	ズーム・ボックス・モード	長方形の領域を描画してモデルの特定の領域に焦点を合わせてズームします（2Dの場合のみ）
	正面 - 標準の正面からのビュー - ショートカット・キー [5]	
	左 - 標準の左側面のビュー - ショートカット・キー [1]	
	右 - 標準の右側面のビュー - ショートカット・キー [3]	
	上から下 - 標準の頭蓋-顎方向のビュー - ショートカット・キー [9]	
	下から上 - 標準の顎 - 頭蓋方向のビュー - ショートカット・キー [7]	

データの準備

データの種類

DTX Studio™ Implantでは、顎骨データ(DICOM)と補綴データ(DICOM、NXA、STL/PLY)の2つのデータを使用し、Top Down Treatmentを行います

後に取り込む補綴データにより、CT撮影の手順が異なります
補綴データの種類(適応条件)は2通りの方法があります



Radio Graphic guide

- 1歯欠損から無歯顎まで、全症例に適応できる補綴イメージの獲得

File type : DICOM+ DICOM



File type : DICOM

患者にラジオグラフィック・ガイドを装着した状態



File type : DICOM

ラジオグラフィック・ガイドのみ





SmartFusion™

- 1歯欠損から6歯残存までの症例に適応できる補綴イメージの獲得
- 歯肉および補綴装置の最も理想的な最終イメージを得ることが可能

File type : DICOM + NXAおよびSTL/PLY


File type : DICOM

患者のみのデータ



File type : NXA、STL / PLY

口腔内スキャンデータなど



データの準備

CT撮影法 / Radio Graphic Guide

Radio Graphic Guideでは、顎骨データ (DICOM) と補綴データ (DICOM) の2つのデータを使用し、Top Down Treatmentを行います

患者スキャンはRadio Graphic Guideを装着した状態で撮影し、後に補綴データのRadio Graphic Guideのみを撮影するダブルスキャン法を行います

Radio Graphic guide

準備するファイル
顎骨データ：DICOM
補綴データ：DICOM


印象採得後
模型をLabへ送付




Radio Graphic Guideの試適
(口腔内)



CT 撮影 (ダブルスキャン法)



DTX Studio™ Implantで
DICOMデータのコンバート



Scan2 ではRadio Graphic Guideのみ撮影します


ダブルスキャン法

SCAN 1

患者

Radio Graphic Guide

バイトインディックス




SCAN 2

患者

Radio Graphic Guide

バイトインディックス



サージカル・テンプレート
発注




データの準備

データマッチング / Radio Graphic Guide

Radio Graphic Guide法のマッチング

CTスキャンで得られた
DICOMデータをもとに
DTX Studio™ Implantで構築された
ラジオグラフィックガイドの立体画像

CTスキャンで得られた
DICOMデータをもとに
DTX Studio™ Implantで構築された
顎骨の立体画像



データの準備


CT撮影法 / SmartFusion™

SmartFusion™では、顎骨データ (DICOM) と補綴データ (NXA、STL / PLY) の2つのデータを使用し、Top Down Treatmentを行います

患者のみCTスキャンを撮影し、補綴データ (NXA、STL / PLY) は模型及び口腔内スキャンしたデータを用います

SmartFusion™

準備するファイル
顎骨データ：DICOM
補綴データ：NXA、STL/PLY




データの準備

データマッチング / SmartFusion™


SmartFusion法のマッチング

SmartFusion™

CTスキャンで得られたDICOMデータを基に
DTX Studio™ Implantで構築された顎骨の立体画像





デスクトップスキャナー及び口腔内スキャナーでスキャン
したデータを基にDTX Studio™ Implantで構築された
粘膜の立体画像
(オプションで診断用ワックスアップも追加可能)



Smart Fusion™

患者のCTデータと模型の表面情報でマッチング



ソフトウェア起動

DTX Studio™ Implant ソフトウェア起動

1



デスクトップ上にあるアイコンを左ダブルクリックします



2

ライセンス確認を行いソフトウェアが起動します

3

パスワードを入力します

【サインイン】を左クリックしソフトウェア起動します


【終了】を左クリックするとソフトウェアが終了します

* パスワードがわからない場合は【パスワードを忘れた】から変更を行ってください

* 自動ログインにチェックを入れると、次回起動時にパスワード入力を省略できます

4

DTX Studio™ Implant プラットフォーム




各種設定

DTX Studio™ Implant 設定

DTX Studio™ Implantのタブをクリックします
プルダウンから項目を選択し、各種設定を行ないます

DTX Studio™ Implant プラットフォーム



ORPファイルのインポート

ノーベルガイド・ソフトウェアの患者データ取り込み

* DTX Studio™ Implantユーザーマニュアル・コミュニケート・その他編 P,149を参照してください

アカウントの切り替え

複数所持しているアカウントを切り替えます

アカウントの管理

ユーザー情報およびライセンスの詳細、コネクト情報の確認を行います

ヘルプ

ヘルプファイルを表示します

取扱説明書

取扱説明書を表示します

バージョン情報

現在インストールされているソフトウェアバージョンの確認を行います

ゼネラル・プリファレンス

ソフトウェア内の様々な設定を変更します (* 次項参照)

ソフトウェアの終了

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

アプリケーション – 言語と形式設定

The screenshot shows the 'Preferences' dialog box with the 'Application' tab selected. The settings are as follows:

- アプリケーションの言語**: 言葉遣い: 日本語 (Language: Japanese)
- 歯式**: 歯式システム: FDIシステム (ISO-3950) (Dental Notation System: FDI System (ISO-3950))
- 患者名**: 患者名を基準に表示: 名 姓 (John Smith) (Display patient name based on: Name Surname (John Smith))
- ヘルプ・ファイル**: 言葉遣い: English (Help File: Language: English)

Buttons at the bottom: OK, キャンセル (Cancel)

言葉遣い : アプリケーションの言語設定

- 中国語 ・ドイツ語 ・ギリシャ語 ・英語 ・スペイン語 ・フランス語 ・イタリア語 ・日本語 ・ポルトガル語

歯式 : 歯式表示の設定

- FDI又はUSどちらかの歯式番号を選択します
- デフォルトではFDIになっています

患者名 :


- 名・姓 (Biocare Nobel)
- 姓・名 (Nobel Biocare)

ヘルプファイル : 言語設定

- Ver.3.4では、英語のみ選択可能です

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

アプリケーション – 既定フォルダー



DICOMセットのインポート：CTデータの読み込み先設定


- ・ 毎回同じメディアやフォルダーからCTデータを読み込む場合、ここから設定する事で自動的に読み込みます

患者をアーカイブ：患者データの整理

- ・ 過去の患者データを別の場所に移動します

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

アプリケーション – 高度な設定



更新：ソフトウェアの更新設定

- 新しいアップデートが利用可能な場合のメッセージ表示 / 非表示の設定
- 新しいアップデートのダウンロードを自動で行うかの設定

指示：マウスポインタ表示設定

- プランニング中、特定のアクション時に、マウスポインタに表示される説明の表示 / 非表示の設定


パフォーマンス：

- アクセラレーションによるフォントレンダリングの有効 / 無効の設定
- NVIDIA および AMDのグラフィックカード搭載のコンピュータは、チェックを入れます (* デフォルトでは無効)

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス


アプリケーション – 高度な設定

カタログのアップロードと、バージョンアップ時のアップロード



↑↓ アップロード・センター

DTX Studio™ Implantソフトが起動後、アップデート情報がある場合は右下に【アップロードセンター】が表示されます
自動的にアップデートが始まります
左クリックを行うと図中のようにダウンロード状況が表示されます
また、サージカルテンプレートのオーダー送信中も状況が表示されます




更新

- 新しいアップデートが利用可能な場合の、メッセージ表示、非表示設定
- 自動的に新しいアップデートをダウンロードするかの設定

バージョンアップをしない場合は、ゼネラル・プリファレンス内のアプリケーション → 高度な設定 → 更新内のチェックを外してください

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

プラン – インストールされている製品




インプラントメーカー：

プランニング上で表示したいインプラントメーカーにチェックを入れます
表示させない場合はチェックを外します（次項を参照）

- Nobel Biocare®
- Camlog®
- Dentsply Implant
- Implant Direct™
- MIS®
- Straumann™

Implant Planning時の製品選択画面



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

プラン – インストールされている製品

プリファレンス
✕

アプリケーション

言語と形式

既定フォルダー

高度な設定

プラン

インストールされている製品

警告

スキャナー設定

レポート

ビューア

ワークスペース

3Dビューア

オブジェクト

すべてのオブジェクト

患者モデル

インプラント

インプラント・メーカー

ソフトウェア上でプランニングするインプラント・メーカーを選択してください。このダイアログを開くと、必要なデータがダウンロードされます。

製造者	ディスク上のサイズ
<input checked="" type="checkbox"/> Nobel Biocare®	1.6 GB
<input checked="" type="checkbox"/> Camlog®	47.9 MB
<input type="checkbox"/> Dentsply Implants	153.5 MB
<input type="checkbox"/> Implant Direct™	377.8 MB
<input checked="" type="checkbox"/> MIS®	23.9 MB
<input checked="" type="checkbox"/> Straumann™	640.6 MB

すべての患者を開じるまで、変更内容は有効になりません。

チェックが外れている場合、Planning画面では非有効化の表示となります

OK
キャンセル

Implant Planning時の製品選択画面

製品選択
✕

製造者: Nobel Biocare®

インプラント製品 (13): NobelParallel Conical Connection NP 3.75x18mm

術式: Fully Guided

適合するスタンダード・アバットメント (25): ASC Single-Unit Abutment Conical Connection NP 10°

歯の位置: 14

Some products may not be regulatory cleared, released or licensed for sale in all markets.

製品の選択
キャンセル
ヘルプ



製品選択
✕

製造者: Nobel Biocare®

インプラント製品 (13): NobelParallel Conical Connection NP 3.75x18mm

術式: Fully Guided

適合するスタンダード・アバットメント (25): ASC Single-Unit Abutment Conical Connection NP 10°

歯の位置: 14


Some products may not be regulatory cleared, released or licensed for sale in all markets.

製品の選択
キャンセル
ヘルプ

チェックがされていない状態では、他社メーカーの項目は、非有効化となり選択できない状態となります

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

プラン – インストールされている製品




メーカーロゴが灰色になっている場合は、カタログが無い状態を意味しています

ゼネラル・プリファレンスの【インストールされている製品】を開きます

該当するメーカー名にチェックを入れて【OK】を左クリックします

DTX Studio™ Implant ソフトウェアを再起動します

Implant Planning時の製品選択画面



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

プラン – 警告




計画したインプラントが、歯牙および設定した神経の警告範囲に侵入した場合、DTX Studio™ Implantは、警告を出して、お知らせします

神経・インプラント距離

ユーザーが設定した神経の警告範囲に入った場合に警告を出します
デフォルトの設定距離はインプラントから1.5mmです



最小距離の項目から設定が行えます(ゲージをスライドさせ設定します)
【警告の有効化】のチェックが外れている場合は、警告を出しません



歯牙・インプラント距離

ユーザーが設定した歯牙および、ユーザーが計画したインプラントとの警告範囲に入った場合に警告を出します
デフォルトの設定距離はインプラントから1.5mmです


最小距離の項目から設定が行えます(ゲージをスライドさせ設定します)
【警告の有効化】のチェックが外れている場合は、警告を出しません




* インプラント周囲に表示されている黄色い領域は、インプラント治療における最小限必要な骨量として表示されています

インプラントと神経および歯牙の警告設定距離とは異なるラインです

黄色枠のラインは警告設定の数値変更しても、変動する事はありません



歯牙との距離がある場合



歯牙との距離がない場合
警告を色で表示

各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

プラン – スキャナー設定

プリファレンス

アプリケーション

言語と形式

既定フォルダー

高度な設定

プラン

インストールされている製品

警告

スキャナー設定

レポート

ビューア

ワークスペース

3Dビューア

オブジェクト

すべてのオブジェクト

患者モデル

インプラント

スキャナー設定

構成するスキャナー・ベンダーとモデルの選択

スキャナー・ベンダー: Asahi Roentgen Ind. Co., Ltd.

スキャナーモデル: ALPHARD

患者モデル

デフォルトの骨ISO値: 859

モデルを滑らかに

半径を滑らかに: 0.7

ラジオグラフィックガイド・サーフェイス

表面を滑らかに

半径を滑らかに: 1

標準偏差: 1.0

マーカー関連

グレー値閾値: 2476

容積閾値: 0.115

NS閾値: 1.100

トランスファーファンクション

エア閾値: -1024

軟組織閾値: -450

歯髄閾値: 400

デンスポーン閾値: 1000

エナメル質閾値: 2300

[このページのプリファレンスをすべてリセットする](#)

OK キャンセル

CTメーカー名
CT機種名

※ (CB) CT側で記載されていない場合でも、CTデータ読み込み後に表示される場合もあります

患者3D骨モデルの設定

- ISO値の設定
- スムージングの設定 (3D骨モデルの表面を滑らかにします)

ラジオグラフィックガイドの表面状態の設定

- スムージングの設定 (ラジオグラフィックガイドの表面を滑らかにします)
- * この機能は基本使用しません ※ キャリブレーションを行ってください

ラジオグラフィックガイド内、マーカーのシキイ値設定

- マーカーのグレー値設定
- マーカーの大きさの判定
- マーカーの真円度 (球体) の判定

ボリュームレンダリング画像の各グレー値の設定

- 空気の値
- 軟組織の値
- 軟らかい骨 (海綿骨) の値
- 硬い骨 (皮質骨) の値
- エナメル質の値


デフォルト値に戻します

各種設定 - ゼネラル・プリファレンス

プラン - レポート

レポートのロゴと用紙サイズの設定

- ▶ レポートのロゴをオリジナルに変更します（デフォルトはNobelBiocareです）
- ▶ カスタムをチェックし【画像の選択】を左クリックすると画像が選択できます



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス


ビューア – ワークスペース



ワークスペースの設定

- **プランニング開始画面の設定をします** (デフォルトはインプラント・ワークスペースです)
 - インプラント・ワークスペース
 - 3D ワークスペース
 - リスライス・ワークスペース
 - パノラマ・ワークスペース
 - 断面・ワークスペース
 - 画像・ワークスペース

6 種類から選択します
- **ワークスペースのレイアウト**
レイアウトのリセット：すべてのワークスペースのビューアのサイズを初期化します
- **プランニング時のツールボタンの表示の設定**
ツールをアイコンのみの表示にする場合は【アイコンを折りたたむ】を選択してください
- **デフォルトはパネルに展開です**



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス


ビューア – 3Dビューア



3Dワークスペースの設定


- ▶ 3Dビューア
3D骨モデル画像の背景色の設定

- ▶ 軸の表示
3D骨モデル画像に表示されている、XYZ軸の表示・非表示の設定



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

オブジェクト – すべてのオブジェクト



選択したオブジェクトの設定

- 選択したオブジェクト周囲に表示される白い輪郭の表示 / 非表示の設定
- 3D画像上のリスライス及びインプラントを選択した際に表示される専用メニュータブの表示 / 非表示の設定


2D Viewer (リスライス・ビュー) 設定

- リスライス内に表示される、インプラント・アバットメントの輪郭線の太さの設定


スナップ機能の設定

- プランニング時、インプラント及びアンカー・ピンを設定した場合、顎に設定されているリスライス面から、瞬時にインプラント軸、アンカー・ピン軸にリスライス面を移動させます
デフォルトでは、機能が有効になっています


輪郭線の厚み: 細い



輪郭線の厚み: 中



輪郭線の厚み: 太い



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

オブジェクト – 患者モデル




3D画像表示の設定

- 高モード デフォルトではこの設定になっています
- 低モード PCスペックによって変更してください (高モードより画像が粗くなります)


下歯槽神経や血管の線の太さ設定

- デフォルトでは2mmになっています (最小1mm)



各種設定 – ゼネラル・プリファレンス

オブジェクト – インプラント



2D画像表示の設定

インプラントの輪郭線

- インプラント輪郭線の色調設定
- アバットメント輪郭線の色調設定
- ガイデッド・スリーブ輪郭線の色調設定
- インプラント中心軸線の色調設定

インプラントの寸法




- 3D画像上で表示される、計画されたインプラントのサイズ表示 / 非表示の設定

アンカー・ピンの輪郭

- アンカー・ピンの輪郭線の色調設定
- アンカー・ピン・スリーブの輪郭線の色調設定
- アンカー・ピン中心軸線の色調設定

アンカー・ピンの寸法

- 3D画像上で表示される、計画されたアンカー・ピンのサイズ表示 / 非表示の設定




患者データのアーカイブ

オブジェクト - インプラント


DTX Studio™ Implantソフトウェアから、不要なデータを【アーカイブ】し、ソフトウェアのデータ整理を行います

- * コンピュータのスペックによっては、患者データが増えすぎる事でソフトウェアの起動が遅くなったり、サージカル・テンプレートのオーダーができなくなることがあります
- * 必要に応じて【アーカイブ】をご使用ください
- * アーカイブしたデータは後から戻す事もできます

1つのデータをアーカイブする場合




アーカイブしたデータを元に戻します
解凍をクリックすると元のPatientsホルダに戻ります



アーカイブフォルダに保存されます

複数のデータをアーカイブする場合



- 【以前に製作済み】（登録された日） ~カレンダーで選択した日付まで
- 【前回の保存日】（最後にセーブした日） ~カレンダーで選択した日付まで


データの作成 - **CT convert** (**Dicom Set**)

データの作成 – CT convert (Dicom Set)


Start DTX Studio Implant

DTX Studio™ Implantソフトウェアを起動し、【診療記録】タブからスタートします

1 【新規】ボタンを左クリックします




2 操作の項目ボタンを左クリックします



* 患者名は、記入しなくてもCTデータに記録されている場合は患者名が自動で入力されます (但し英語名の場合) 日本語の場合は文字化けしてしまいますので、後ほど編集してください


3 【新しい治療計画の作成】を左クリックします




データの作成 – CT convert (Dicom Set)

DICOMファイル (フォルダ) をDTX Studio™ Implantソフトウェアにインポートします

4 新規のプランニングを開始する場合は、この画面から始まります



5 患者 (骨) DICOMデータがセットされた状態



Crop DICOM range

DICOMデータの取込む範囲を設定できます
特にCBCTをご使用の場合、データ量が多い事がります
ソフトウェアで最適なプランニングを行う為にも、こちらの機能をご使用してから、次の操作に進んでいただく事をお奨めします

Show DICOM details

DICOMデータの詳細 (CTメーカー名やスライス厚など)



データの作成 – CT convert (Dicom Set)

DICOMファイル(フォルダ)をDTX Studio™ Implantソフトウェアにインポートします

NOTE スキャンの警告

以下の警告が表示された場合は、DICOMセットはロードされません

警告

DICOM セットが2スライス未満です

DICOM セットのスライス増分がゼロです

DICOM セットのスライス増分が不一致です

DICOM セットに画像の方向がありません

DICOM セットの画像の方向が正しくありません

DICOM セットのスライスの厚みが大きすぎます

DICOM セットにガントリ・ディテクタの傾斜があります

DICOM セットのスライスの増分が大きすぎます
(このDICOMセットは使用可能ですが、個人の臨床責任でご使用ください)

CTプロトコール

ノーベルバイオケアは以下の通り、(CB) CTスキャナーのCTプロトコールを開発しました

その他の詳細はノーベルバイオケアへお問い合わせください

マルチスライスCTスキャナー

患者およびラジオグラフィックガイドのスキャン

スキャンの設定

スパイラル CT	
ガントリ傾斜なし	
管チューブ電圧	120 kV
有効チューブ管電流	90 mAs
コリメーション	(ディテクタ数量×) 最小ディテクタ幅 (mm)
フィード/回転	コリメーション×0.7

再構成の設定

再構成の間隔	ディテクタ幅の半分 (通常 0.5 mm以下)
再構成カーネル	鋭利な骨フィルタを推奨

備考：ノーベルガイドのキャリブレーション・オブジェクトのスキャンを実施する際には、ラジオグラフィックガイドのスキャンと同じ設定にしてください

コーンビーム (CB) CTスキャナー

患者のスキャン

スキャンは各メーカーの指示に従ってください
立方体ボクセルの辺が0.25-0.5 mmの範囲内になるようにします
再構成時、アキシアルスライスの傾斜は許可されません

ラジオグラフィックガイドのスキャン

スキャンは各メーカーの指示に従ってください
立方体ボクセルの辺が0.25-0.5 mmの範囲内になるようにします
再構成時、アキシアルスライスの傾斜は許可されません

備考：

ディテクタのオーバーシュートをしないように十分に注意してください
よって、ラジオグラフィックガイドおよびノーベルガイド・キャリブレーション・オブジェクトをスキャンする際には、低いkVおよびmAを使用してください
ノーベルガイドのキャリブレーション・オブジェクトのスキャンを実施する際には、ラジオグラフィックガイドのスキャンと同じ設定にしてください

シングルスライスCTスキャナー

患者およびラジオグラフィックガイドのスキャン

スキャンの設定

スパイラル CT	
ガントリ傾斜なし	
管チューブ電圧	120 kV
有効チューブ管電流	100 mAs
コリメーション	1 mm
フィード/回転	1 mm / 回転
ガントリ回転スピード	1 回転 / 秒

再構成の設定

再構成の間隔	0.5 mm以下
再構成カーネル	鋭利な骨フィルタを推奨

備考：ノーベルガイドのキャリブレーション・オブジェクトのスキャンを実施する際には、ラジオグラフィックガイドのスキャンと同じ設定にしてください

データの作成 – CT convert (Dicom Set)


DICOMファイル(フォルダ)をDTX Studio™ Implantソフトウェアにインポートします

6 Crop DICOM range : 不要なDICOMデータを取り除きます




Step 5の【 Crop DICOM range 】ボタンを左クリックします



← Crop DICOM range



トリミングをしていない状態
1から700までのスライスが表示
(データにより枚数は異なります)



トリミングをした状態
1から293、630から700番までのスライス进行カットする設定




Crop DICOM range 使用する場合は、Axial画面のスライダーを使用し、カットするスライス番号を調べてからご使用してください

データの作成 – CT convert (Dicom Set)

DICOMファイル(フォルダ)をDTX Studio™ Implantソフトウェアにインポートします


7 設定が終了したら【次へ】をクリックします

次へ >



Step 6 の作業が終わりましたら、右下の【次へ】ボタンを押して次に進みます
この作業以降は、データ量を減らす事はできません

8 患者(骨)のDICOMデータがセットされ、関心領域(VOI)とISO値の設定画面に進みます




データの作成 – CT convert (3D 画像変換)

関心領域 (VOI) と ISO 値の設定を行います


9

この画面では 次の調整をします

- ① 3D画像に変換したい骨の範囲を選択
- ② 3D画像に変換する骨のISO値の調整




ISO値の調整



- ① 3D画像に変換したい骨の範囲を選択

骨の範囲指定を行うと、右下の3D画像もその指定した範囲に沿った画像に変化します
カーソルを各画像の端に移動させるとカーソルの形が変更されます
変更されたカーソルを左ドラッグすると、画像をマスクングできます



- ② 3D画像に変換する骨のISO値の調整


調整した数値によって、3D画像も変化しますので、A→Bのように、3Dのボリュームを変更することで
アーチファクトなどをこの段階で軽減する事も可能です

データの作成 – CT convert (3D 画像変換)

関心領域 (VOI) と ISO値の設定を行います

- 10 3D画像の確認を行います
調整終了後、画面右下【次へ】を左クリックします

次へ >



変換された3D画像は、下記操作アイコンを使用し、様々な角度から確認します
このアイコンは、プランニング画面でも使用します

アイコンの詳細



選択、マウスのドラッグ、右クリックの操作
(矢印の状態、マウスのスクロールドラッグで  になり、マウスのスクロールドラッグ+左ドラッグで  に変更できます)



3D画像の動作、回転を行う際に使用します





マウスを左ドラッグして3D画像の位置を、上下、左右と動かす時に使用します



マウスを左ドラッグして3D、2D画像上で、上下、左右と動かすとズームイン&ズームアウトします



マウスを左ドラッグしてズームアップしたい部分を四角で囲います
戻す場合は  を選択して戻します (2D画像上でのみ使用し可能です)

各モードを使用してプランニングを進めますが、各モード使用後は常に操作モード  に戻し、
プランニングを進めるようにします
操作モード以外のモードを選択している場合、機能しない項目があります



データの作成 – CT convert (3D 画像変換)

顎タイプの選択と咬合平面の設定を行います

- 11 咬合平面の調整を行います
各スライダーバーを使用し調整します

こちらの設定は必ず行ってください

設定していない場合は、プランニング画面でクロスセクショナルの位置にズレが生じた状態で表示されます




データの作成 – CT convert (3D 画像変換)

顎タイプの選択と咬合平面の設定を行います

12 3D画像（骨モデル）の向き調整と顎タイプを選択し、以下の項目を選択します

- ① 模型のスキャンデータとの融合
- ② ラジオグラフィックガイドの3Dコンパートに進む
- ③ アーチファクトなどの不要な画像部分をカットする
- ④ プランニングに進む



正しい顎タイプの選択

上顎

下顎



操作

すべての変更をリセット

次に実行可能なアクション

- デンタルスキャンの追加
- ラジオグラフィックガイドの追加
- 患者マスク

上顎、下顎の選択

※ この選択を間違えますと、レポート作成時の画像の向きが反転してしまうので、必ず正確な情報をご選択ください
また、この設定を行わないと先に進めません

前のページで設定した咬合平面のリセット

【次に実行可能なオプション】

- ① 技工所から届いたスキャンデータと融合する
- ② ラジオグラフィックガイドの3Dコンパートに進む
- ③ アーチファクトなどの不要な画像部分をカットする

※ この操作は、後からでも行えます
プランニング画面へ進み、先にデータセーブを行う事を推奨します

④ 【完了】を左クリックしてプランニングへ進みます

キャンセル < 戻る 完了

患者データのOpen

作成したデータを既存患者リストから選択し開きます

症例を選択し【開く】を左クリックする、または選択した患者名を左ダブルクリックします

The screenshot shows the main interface of DTX Studio Implant. On the left, there is a list of patients under 'Demo Patients 1'. The patient 'Demo Patients 1' is selected. A tooltip window is open over this patient, showing their name and a photo. In the main toolbar, the '開く' (Open) button is highlighted with a green box. Below the main interface, a detailed view of the patient 'Demo Patients 1' is shown, including their name, treatment provider 'NobelBiocare', and various icons for 3D planning, patient information, product orders, and financial planning. A blue arrow points from the '開く' button in the main interface to the detailed patient view.

症例を新規作成した場合は、次ページへ進みます

既にプランニングを作成している場合の表示例

The screenshot shows a window titled 'DTX Studio Implant' with a sub-window 'Demo Patients 1 - プランニングの概要'. It contains a table with the following data:

名前	作成者	変更日
Upper jaw		
New Planning	demo clinic1	2019-06-24 11:38
New Planning_1	demo clinic1	2019-03-15 16:30
New Planning_2	demo clinic1	2019-05-08 08:48
New Planning_3	demo clinic1	2019-06-13 15:48

Below the table, there are two buttons: 'プランニング・シナリオを追加します ...' and '新しい治療の追加 ...'. At the bottom right, there are buttons for 'シナリオを開く' and 'キャンセル'. A green box highlights the 'シナリオを開く' button, and a green arrow points from the text 'プランを選択し【シナリオを開く】を左クリックします' to this button.

過去のプランニングを開く、新規プランニングを追加する、新しいCTデータからのプランニング追加をする場合は、この画面で選択します
過去のプランニングを開く際は、該当するプランニング名を選択します

プランニング・シナリオを追加します ...

CTデータ、3D骨モデルなどは、変更せずに新しいプランニングを開始します

新しい治療の追加 ...


CTデータ、3D骨モデルを変更して、新しいプランニングを開始します



患者 / Patient

患者 / Patient

患者タブ (アイコン詳細)



3D画像方向切り替えボタン




前方、左右、真上、真下からのアングルを選び、それぞれの絵図を、左1クリックすると、3D画像が瞬時に方向転換します

(数字キー 1、3、5、7、9でも切換え可能です)

- ① 骨モデル (3D画像) が不十分な際に、再度CTコンパート画面に戻り、範囲、ISO値の調整が出来ます
- ② 垂直スライスを骨モデルに対してどのような角度、方向にするか骨モデルを動かして調整します
- ③ 垂直スライスが骨モデルに沿って、どのようなラインで走行させるかを調整します (リスライスカーブの設定)
- ④ CT画像を骨モード、軟組織モード、歯 & 歯根モードにフォーカスした設定に変更します
- ⑤ 診断を行いたい骨、歯牙、軟組織などにフォーカスした画像に変更します
- ⑥ 不要な画像をカットします (アーチファクトなど)
- ⑦ カットしたアーチファクトなどの不要な画像を再度表示させ、デフォルトの画像を表示します
Defaultで表示されますが、再度ボタンをクリックすれば編集された画像に戻ります
- ⑧ アーチファクトの除去機能
- ⑨ 歯牙表示の作業後に使用します
骨モデルに表示されている歯牙データを消して【診断】タブ内の【歯】機能で作製された画像が表示します
- ⑩ ⑥でカットした作業をリセットし、CTコンパート直後のデータに戻ります

患者 / Patient(スキャナー設定)

患者タブ (スキャナーの方向, リスライス曲線)



リスライスの移動

リスライスを動かすには、リスライス画像(2D) 上にマウスを移動し、マウスのスクロールを回して動かします
これは、それぞれのビュー・モードでも同じです
特に断面スライス・ビューでは、3画像のスライスがありますが、各ビュー上にマウスを移動して、スクロールを回して動かします
または、各画像下にある、スライダーバーをマウスで左ドラッグしながら動かすか、左右端にある矢印を左クリックします





スキャナーの方向

咬合平面を合わせ、垂直リスライスの断面の角度調整を行います



リスライス曲線

垂直スライスの走行ラインを設定します



患者 / Patient(リスライスカーブ)

患者タブ (スキャナーの方向, リスライス曲線)



操作



指示
既存のポイントを操作するか、4つの新しいトゥース・コントロール・ポイントを指定して、リスライス曲線を定義します。垂直ビューアの境界線をドラッグして、断面リスライスのサイズを調整します。
[アシスタント機能の利用。](#)

リスライス曲線アクション

- ポイントの挿入
- 終了ポイントの追加
- 選択したポイントを削除
- ↺ 曲線の再指定

リスライス曲線の設定

リスライス曲線の設定は、犬歯および最後臼歯の4か所の大体の位置を自動的にソフトウェアが認識しますが、調整が必要です。その位置を基準にリスライス断面が表記されます。無歯顎の場合はおおよその位置で設定されます。それぞれ、微調整を必要とします。アキシアル画面でマウスのスクロールを動かして位置を決めます。パーシャルケースでは、歯牙の位置を確実に設定して下さい。これにより、【診断タブ】で歯牙を3D画像にする際にソフトウェアが正確な歯列の位置を認識します。





患者 / Patient(CTプリセット)

患者タブ (CTプリセット)



CT値を元に、骨、軟組織、歯牙をそれぞれフォーカスした画像に切り替えます
(CB) CTの画像では、機種によっては希望通りの画像にならない事もあります




患者 / Patient(トランスファーファンクション)


患者タブ (トランスファーファンクション)



ソフトウェア内蔵のデフォルトのテンプレート



歯牙、軟組織、骨など、それぞれにフォーカスして変換された3D骨モデルを選択します
更にお好みに合わせた編集も可能です



- | 患者モデル | |
|--------------|---------------|
| 表示 | Bone Surface |
| 透明度 | Bone X-Ray |
| 非表示 | Bone Natural |
| プロパティパネル ... | 骨組織と軟組織 |
| | 歯 |
| | Bone Diffused |
| | Skin |
| | 天然の骨表面 |

骨モデルを選択後、右クリックをします (骨モデル上で右クリック)
患者モデルメニュー内の【表示】にカーソルを移動すると、左図のようにモデルのタイプを選択できます


患者 / Patient(トランスファーファンクション)

患者タブ (トランスファーファンクション)



※ CBCTの場合、機種によっては調整が必要な場合があります
下記の画像の様に表示されない場合があります

CTコンバート後の骨モデルは、Bone Surfaceになっています




患者 / Patient(トランスファーファンクション)

患者タブ (トランスファーファンクション レベル/ウィンドウ)



2D画像上で行うレベル/ウィンドウとは違い、3D画像上でレベル/ウィンドウを使用します


例 Bone Naturalを選択しています



右端にある【ツール】内の【レベル/ウィンドウ】を左クリックすると、カーソルが白黒の半月状になります
マウスを左ドラッグしながら、上下または左右に動かして調整します

軟組織

硬組織



患者 / Patient(トランスファーファンクション)

患者タブ (トランスファーファンクションの編集)




お好みのテンプレートを選んで、編集を行います



【トランスファーファンクションの編集】を左クリックして下図にて編集します
終了後【OK】ボタンを左クリックしてください

不透明度



患者 / Patient(トランスファーファンクション)

患者タブ (トランスファーファンクションの編集)



お好みのテンプレートを選んで、編集を行います

ビルトイン・テンプレート






カスタム・テンプレート

この患者

※【カスタムテンプレートの作成】で作成されたテンプレートは、他の症例にも使用できますが、別のCBCTなどで撮影された場合は、同じように表示されない事もあります

※カスタムで作成した場合、【この患者】の項目にデータが作成されます
【カスタムテンプレートの作成】ボタンを左クリックする事で、作成したデータが
【カスタム・テンプレート】の項目に移動し、他の症例での使用を可能にします

トランスファーファンクションの編集	再度編集する場合に左クリックします
トランスファーファンクションの削除	削除する場合に左クリックします
カスタム・テンプレートの作成	他の症例にも使用する場合に左クリックします




患者 / Patient(3D画像編集)

患者タブ (患者マスク 3D画像の編集)



【患者マスク】を左クリックすると、3D編集画面が開きます
3Dデータのマスクングを行います






患者 / Patient(3D画像編集)

患者タブ (患者マスク 3D画像の編集)



【患者マスク】を左クリックすると、3D編集画面が開きます
3Dデータのマスキングを行います

操作	カット
指示	
最初にアクションを選択してください: カット(c)、分離(i)、または追加(a)。 次に、3Dビューアで複数のポイントをク リックして、カット、分離、または追加 する部分を囲み、緑色の点の多角形を描 画します。操作を終了するには、右ク リックします。	分離
アシスタント機能の利用。	追加
ボリューム・モデルのアクション	
最大パーツの維持	
患者マスクのリセット	



[アシスタント機能の利用。](#)

ヘルプファイルを表示させます (取扱説明書)

最大パーツの維持

大きい画像を残し、小さい画像を消します (アーチファクトなど、顎骨から離れている小さい画像を瞬時に消去します / 上図参照)

患者マスクのリセット





患者マスク & 骨のアーチファクトの削除で行った作業を全て元に戻します

患者 / Patient(3D画像編集)

患者タブ (患者マスク 3D画像の編集)



【患者マスク】を左クリックすると、3D編集画面が開きます
3Dデータのマスキングを行います



【カット】ボタンを左クリックして、カットしたい画像の部分をクリックしながら範囲を選択し、最後に右クリックで消去します
この作業は、画像を拡大して行う事をお勧めします
また、カットする画像の後ろには他の画像が入らないように、必ず角度を調整してから行ってください

作業終了後【完了】ボタンを左クリックします



患者 / Patient(3D画像編集)

患者タブ (患者マスク 3D画像の編集)



【患者マスク】を左クリックすると、3D編集画面が開きます
3Dデータのマスクングを行います

操作

指示

最初にアクションを選択してください:
カット(c)、分離(i)、または追加(a)。
次に、3Dビューアで複数のポイントをクリックして、カット、分離、または追加する部分を囲み、緑色の点の多角形を描画します。操作を終了するには、右クリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)



ボリューム・モデルのアクション

- 最大パーツの維持
- 患者マスクのリセット

カット

分離

追加



【分離】ボタンを左クリックして、残したい画像の部分をクリックしながら範囲を選択し、最後に右クリックします
(選択した範囲の外側をマスクングします)

作業終了後【完了】ボタンを左クリックします

完了

患者 / Patient(3D画像編集)

患者タブ (患者マスク 3D画像の編集)



【患者マスク】を左クリックすると、3D編集画面が開きます
3Dデータのマスキングを行います

操作

指示

最初にアクションを選択してください:
カット(c)、分離(i)、または追加(a)。
次に、3Dビューアで複数のポイントをクリックして、カット、分離、または追加する部分を囲み、緑色の点の多角形を描画します。操作を終了するには、右クリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)


ボリューム・モデルのアクション

- 最大パーツの維持
- 患者マスクのリセット


カット

分離


追加



必要な部分をカットしてしまった場合




【追加】ボタンを左クリックするとカットした部分が
グレー色で表示されます




再現したい部位の範囲を左クリックしながら覆います

【追加】機能を使用して、
カットした部分を再現します

作業終了後【完了】ボタンを左クリックします



最後に【追加】ボタンを押して終了です





範囲指定終了後、右クリックします

患者 / Patient(3D画像編集)

患者タブ (無効化マスク 3D画像の編集)



【無効化マスク】を左クリックすると、3D編集画面が開きます
3Dデータのマスクングをリセットします



【無効化マスク】ボタンを左クリックすると、編集される前のデータが表示されますが、再度【無効化マスク】ボタンを押せば再び編集したデータが表示されます

患者 / Patient(2D画像編集)

患者タブ (アーチファクトの削除 2D画像の編集)



【骨のアーチファクトの削除】を左クリックすると、2D編集画面が開きます
アキシタル、ジタル、コロナルの3画面を使用して、アーチファクトなどの除去作業を行います
2Dデータのアーチファクトを除去します

操作

削除


指示
削除ツールを使用すると、削除するモデルの部分をカラー表示にできます。削除した部分より小さい部分を復元するには、マークツール(m)を使用して再度色を追加します。

[アシスタント機能の利用。](#)

一般的アクション

- 最大パーツの維持
- 患者マスクのリセット

サイズ



[アシスタント機能の利用。](#)

ヘルプファイルを表示します (取扱説明書)

最大パーツの維持

大きい画像を残し、小さい画像を消去します
アーチファクトなど、顎骨から離れている小さい画像を瞬時に消去します (上図参照)

患者マスクのリセット

患者マスク & 骨のアーチファクトの削除で行った作業を全て元に戻します

患者 / Patient(2D画像編集)

患者タブ (アーチファクトの削除 2D画像の編集)



【骨のアーチファクトの削除】を左クリックすると、2D編集画面が開きます
アキシアル、ジタル、コロナルの3画面を使用して、アーチファクトなどの除去作業を行います
2Dデータのアーチファクトを除去します

操作

指示

削除ツールを使用すると、削除するモデルの部分をカラー表示にできます。削除した部分よりも小さい部分を復元するには、マーク・ツール(m)を使用して再度色を追加します。

[アシスタント機能の利用。](#)

一般的なアクション

- 最大パーツの維持
- 患者マスクのリセット

削除



Magic eraser 広範囲に消す事が可能 (ブラシの大きさを調整して、黒 & 白の段調別に消す事が出来ます)
消したい部分を左クリック & 左ドラッグしながら行います



Eraser ブラシの大きさにより、○の大きさが変わります (○の範囲内を消す事が出来るので、細かく作業する時に便利です)
消したい部分を左クリック & 左ドラッグしながら行います

マーク



Mark brush 消し過ぎてしまった部分や、3D画像として表示させたい部分を塗布して画像として表示させます
消したい部分を左クリック & 左ドラッグしながら行います

サイズ



ブラシの大きさは 小、中、大、3種類あります

患者 / Patient(2D画像編集)

患者タブ (アーチファクトの削除 2D画像の編集)



【骨のアーチファクトの削除】を左クリックすると、2D編集画面が開きます
アキシャル、ジタル、コロナルの3画面を使用して、アーチファクトなどの除去作業を行います
2Dデータのアーチファクトを除去します

それぞれのツールを使用してアーチファクトや不要な部分を消す作業と下の3D画像は連動しています
確認しながら作業を行ってください

作業手順 例

操作

指示


削除ツールを使用すると、削除するモデルの部分をカラー表示にできます。
削除した部分よりも小さい部分を復元するには、マークツール(m)を使用して再度色を追加します。

[アシスタント機能の利用。](#)


一般的なアクション

① 最大パーツの維持

患者マスクのリセット



① 【最大パーツの維持】ボタンで骨以外のデータをだまかに消します



② ツールを使用して、細かく【消す】【書く】の作業を行います

編集終了後、右下の【完了】ボタンを左クリックして終了です

完了

補綴 / **Prosthetic**

補綴 / Prosthetic

補綴タブ (補綴データの取り込み、補綴設計)



骨モデルの作成、編集終了後、補綴データの取込み作業に進みます



技工所 (LS3 or Genion2) でScanしたデータの取込み
口腔内スキャンデータ (IOS) の取込み
SmartFusion™ / SmartSetup™
(NXA および STL/Ply)




ラジオグラフィックガイドデータの取込み
Radio Graphic Guide
(DICOM)



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (補綴データの取り込み、補綴設計)



補綴 / **Prosthetic**(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

最終補綴のイメージを全ての症例に

Implant Treatment Planningを行なう上で欠かせない最終補綴装置のイメージデータを全ての症例に
Implant Longevityの向上と、最終補綴物と周囲組織の調和を目指すTop Down Treatment


3つの補綴イメージを駆使し、症例に合わせたプランニング

- Radio Graphic Guide
- SmartFusion™
- SmartSetup™

➤ Radio Graphic Guide



➤ SmartFusion™



➤ SmartSetup™



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (補綴データの取り込み、補綴設計)

補綴データ各タイプの特徴 – Radio Graphic Guide


- 1歯欠損から無歯顎まで、全症例に適応できる補綴イメージの獲得



CT Scanner
(DICOM)


透明レジン or 人工歯排列された欠損部補綴

レジンで作成されたRadio Graphic Guide



3Dデータ化されたRadio Graphic Guide

▶ Radio Graphic Guide



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (補綴データの取り込み、補綴設計)

補綴データ各タイプの特徴 – SmartFusion™

- 1歯欠損から6歯残存までの症例に適応できる補綴イメージの獲得
- 歯肉および補綴装置の最も理想的な最終イメージを得ることが可能



Desk Top Scanner (NXA / STL / PLY)


SmartFusion™で取り込まれた歯冠部ワックスアップ3Dイメージ

理想的なスキャロップや歯肉形態のワックスアップイメージ

スキャンされた模型のデータ
歯冠部の表面データとDICOMデータとのマッチング

最終補綴装置をイメージした診断用ワックスアップ

▶ SmartFusion™



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (補綴データの取り込み、補綴設計)

補綴データ各タイプの特徴 – **SmartFusion™** + **SmartSetup™**

SmartFusion™ マッチング後のDTX Studio™ Implantからデジタルワックスアップデータのインポート

- 1歯欠損から6歯残存までの症例に適應できる補綴イメージの獲得
- 他のどの補綴イメージよりも最も素早い治療計画を立てる事が可能




IO Scanner(光学印象)
(STL / PLY)


DTX Studio™ Implantで設計される補綴装置デザイン
(SmartSetup™)

SmartSetup™
DTX Studio™ Implant内蔵のライブラリーデータ
からデジタルトウースをインポートします

IOS(光学印象)で採集された口腔内データ



対合歯スキャンを行い、咬合させた状態をコンバート
(Antagonist Scanの項を参照ください)



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (補綴データの取り込み、補綴設計)

補綴データ各タイプの特徴 – **SmartFusion™** ・ **SmartSetup™** ・ **Diagnostic Scan**

Desk Top Scanner及び、**IOS**データの取り込み
歯牙データの取り込みには3通りの方法があります

NobelBiocareのScannerでスキャンした場合

ワックスアップ・スキャンあり (nxaファイル形式)
ワックスアップ・スキャンなし (nxaファイル形式)

⇒ SmartFusion™ のみ
⇒ SmartFusion™ + SmartSetup™

他社Desk Top Scannerでスキャンした場合


ワックスアップ・スキャンあり (stl, plyファイル形式)
ワックスアップ・スキャンなし (stl, plyファイル形式)

⇒ SmartFusion™ + Diagnostic Scan
⇒ SmartFusion™ + SmartSetup™


Intraoral Scannerでスキャンした場合

ワックスアップ・スキャンなし (stl, plyファイル形式)

⇒ SmartFusion™ + Diagnostic Scan or SmartSetup™



SmartFusion™ のみ




SmartFusion™ + Diagnostic Scan



SmartFusion™ + SmartSetup™



歯牙データ



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

SmartFusion™



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™の定義 SmartFusion™

適応症例

パーシャルケース (6歯以上の残存歯)

- 単独歯欠損
- 遊離端欠損
- 複数歯欠損

抜歯即時 (抜歯する歯を除く、6 歯以上の残存歯)

- ※ 仮歯 (レジン) CT画像にクッキリと映らない様な素材の歯は数に入れない事
- ※ 修復している歯牙は、アーチファクトの影響を受けますのでマッチングできない場合があります

非適応症例

パーシャルケース (5歯以下の残存歯)

- ※ 仮歯 (レジン) CT画像にクッキリと映らない様な素材の歯は数に入れない

無歯顎ケース

例外


- ※ 適応症例であっても、極端にアーチファクトが多い症例 (SmartFusion™が出来ない)
- ※ 埋入ポジションが極端に深い症例 (サージカルテンプレートが製作出来ない)
- ※ 非対応ケースは、従来のラジオグラフィックガイドからサージカルテンプレートを製作してください

CT撮影

噛んだ状態では撮影しない事


- ※ ワッテなどを噛ませて、上下の歯牙を接触させない

下図の3ケースの症例について




片側遊離端

手術時に注意が必要です
Smart Fusionのサージカル
テンプレートは、歯牙支持タイプなため、高いトルクでのインプラント埋入時には、粘膜部の沈下に注意が必要となります



臼歯部のみ残存

特に問題無いですが、メタルアーチファクトや、レジン歯などには注意が必要です



両側遊離端

残存歯 6 歯以上ですが、メタルアーチファクトやレジン歯の場合オートでFusion出来ない場合に問題が生じます
9 ポイントでのフュージョンは必ず左右どちらかの臼歯部に歯牙が存在していないとできません

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

LS3 Scanner or Genion2 Scannerを所有する技工所に依頼


- ① 電話やメールなどで直接依頼する
⇒ スキャンしたデータを、CD-R,USBなどのメディアでラボから納品
- ② DTX Studio™ Implantから、技工所へ依頼する
⇒ スキャンしたデータを直接DTX Studio™ Implantにラボから送ってもらう

* スキャン用欠損模型の送付が別途必要となります

① の方法で依頼する場合 ⇒ [次項へ進んでください](#)

② の方法で依頼する場合 ⇒ [P76へ進んでください](#)




* SmartFusion™に限ります
* 事前にコネク特が必要です



DTX Studio™ Implantトップ画面左上の【新規】ボタンを左クリックします

新しい患者

以下で始めます:

-  **新しい治療計画の作成**
患者のCTスキャンを読み込み、術式のプランニングを開始します。
-  **模型スキャンのオーダー**
歯科技工所に石膏模型のスキャンを依頼します。
-  **患者情報の入力**
患者の連絡先情報と患者の臨床写真を追加します。

キャンセル

新しい患者のウィンドウが開いたら【模型スキャンのオーダー】を左クリックします

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

LS3 Scanner or Genion2 Scannerを所有する技工所に依頼

① 電話やメールなどで直接依頼する

⇒ スキャンしたデータを、CD-R,USBなどのメディアでラボから納品

Clinic : 作業模型の準備&送付



作業模型の送付



スキャンデータの送付



Lab : ワックスアップ後、スキャンします



データが納品されたら

⇒ 次項へ進んでください

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み) SmartFusion™




LS3 Scanner or Genion2 Scannerを所有する技工所に依頼

- ① 電話やメールなどで直接依頼する
⇒ スキャンしたデータを、CD-R,USBなどのメディアでラボから納品

データが納品されたら
【補綴】タブから【デンタルスキャン】を選択します



【デンタルスキャンの選択】を左クリックします




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

歯科技工所から納品されたデータを
保存先から選択します
nxa、stl、plyなどのファイルを選択します




【回転モード】ボタンやゲージを動かし、
画像に問題がないかを確認します



以降の操作は、

⇒ P.86へ進んでください



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – スキャンオーダー(データ取り込み) SmartFusion™

LS3 Scanner or Genion2 Scannerを所有する技工所に依頼

② DTX Studio™ Implantから、技工所へ依頼する ⇒スキャンしたデータを直接DTX Studio™ Implantにラボから送ってもらう

②の方法で依頼する場合 ⇒ 以下の手順に添って進めてください
* スキャン用欠損模型の送付が別途必要となります
* SmartFusion™に限ります
* 事前にコネクが必要ですよ




手順 : DTX Studio™ Implantから、技工所へ依頼する



DTX Studio™ Implantトップ画面左上の【新規】ボタンを左クリックします

新しい患者

以下で始めます:

-  **新しい治療計画の作成**
患者のCTスキャンを読み込み、術式のプランニングを開始します。
-  **模型スキャンのオーダー**
歯科技工所に石膏模型のスキャンを依頼します。
-  **患者情報の入力**
患者の連絡先情報と患者の臨床写真を追加します。

キャンセル

新しい患者のウィンドウが開いたら【模型スキャンのオーダー】を左クリックします

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™


画面の歯式から、スキャンしたい部位および項目を指定します

スキャン部位

- ・ 上顎のみ
 - ・ 下顎のみ
 - ・ 上下顎
- と設定が可能です

スキャン項目

- ・ 診断
 - ・ スキャン範囲
 - ・ 抜歯
- を選択します



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)


デンタル・スキャン – スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

スキャン部位指定

スキャン範囲となる端の対象歯牙にカーソルを合わせ、左ドラッグでスキャン範囲を指定します

左ドラッグを解放すると、スキャン項目が出現します
【スキャン範囲】を選択します



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

スキャン項目選択 - 抜歯の状態の設定

対象の歯牙にカーソルを合わせ、左クリックで【抜去】を指定します



スキャン項目選択 - ワックスアップスキャンの設定

対象の歯牙にカーソルを合わせ、左クリックで【診断】を指定します



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

スキャン設定の完了
【次へ】を左クリックします

次へ >

DTX Studio Implant

オーダー

ホーム

スキャン TempShell 製品 リクエストを発行 編集 送信 ダウンロード レポート 印刷

オーダーの削除

オーダー

サービス 選択オーダー

プラン

オーダー

サービス

デバイス

要求されたスキャン

上顎
歯 17-27

下顎
歯 37-31

診断
歯 26

除去
歯 17

要求されたスキャン

上顎
歯 17-27

下顎
歯 37-47

×

設定したスキャン項目を削除したい場合は、画面右【要求されたスキャン】から削除したい項目にカーソルを合わせ、【×】を左クリックします

キャンセル <戻る 次へ >

アップロードセンター

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

オーダー詳細を決定します

各項目を決定し【完了】をクリックします

スキャン・オーダーの概要
オーダーの詳細を確認し、必要に応じて調整します

オーダー情報

選択したラボ:

配達日:

要求者:

患者情報

名:

姓:

ID:

コネク先を選択します


納期を設定します



患者名を設定します

歯科技工所への指示

送信先への依頼事項などを記載します



設定を確認したら【完了】をクリックします

完了


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

オーダーが完了すると、オーダー番号が振られます



メニュー

すべてのオーダー

患者

ソート項目 ステータス

すべての患者

ローカルに保存

NOBELCONNECT

オンライン配置

共有

オーダー

すべてのオーダー

製作中

終了

失敗


アーカイブ

アーカイブした患者

スキャナー

キャリブレーション・セッ

← 【すべてのオーダー】を左クリックします



DTX Studio Implant

DTX Studio Implant

新規記録 スキャナー

新規 開く 印刷 アーカイブ インポート エクスポート コレクションの追加 オンライン配置 共有 オンライン接続 データの停止 共有の編集

診断記録

メニュー

すべてのオーダー

患者

ソート項目 ステータス

すべての患者

ローカルに保存

NOBELCONNECT

オンライン配置

共有

オーダー

すべてのオーダー

製作中

終了

失敗

アーカイブ

アーカイブした患者

スキャナー

キャリブレーション・セッ

アカウント

DTX Studio Go

検索

スキャン・オーダー - R11-124-646

要求されたスキャン

タイプ	範囲
上顎	17-27
下顎	37-31
診断	26
抜去	17

ステータス: アップロード済み

オーダーの詳細

選択したラベル: Nobel Biocare Japan

患者名: DTX Studio

患者 ID:

オーダー番号: R11-124-646

作成日: 2019-09-29

配達日:

アップロードセンター

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

DTX Studio™ Implantからのリクエストをメールで受信します

送信者: no-reply@dtxstudio.com

件名: Nobel Biocare Japan has sent a new service request

本文: **New service request available**

A new service request was sent out for you to be processed. Open your DTX Studio Lab to fulfill this request.

Note: the data will stay available on our servers for the upcoming **90 days**. More information about the service request can be found [here](#).

Requested by: **Nobel Biocare Japan**
Request ID: **R11-124-646**
Patient name: **DTX Studio**
Requested service: **Scan a model**

→ オーダー番号

Best regards,
DTX Studio team

Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify us by email by replying to privacy@dtxstudio.com and delete this message. The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment.

DTX Studio™ Lab ソフトウェア内リクエスト欄にオーダーされた項目が追加されます
歯科技工所は模型が納品された後、**【START REQUEST】** ボタンからスキャンを開始します

DTX Studio Lab

Find a request

requests found Sort by due date

DTX Studio Scan 0 days left
NobelBiocare Mineo

DTX Studio - NobelBiocare

Scan Request R11-124-646 Received on 29/09/2019 Due date: 29/09/2019

Items	
Upper Jaw	Teeth 17-27
Antagonist	Teeth 37-31
Diagnostic	Tooth 26
Extract	Tooth 17

START REQUEST

オーダー番号


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — スキャンオーダー(データ取り込み)

SmartFusion™

送信先にメール通知を自動送信し、患者欄にオーダーした項目が追加されます



歯科技工所からデータが納品されたら

⇒ [次項へ進んでください](#)

補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンデータ取り込み

SmartFusion™




【デンタルスキャン】を左クリックします



オーダー番号を確認し、右画面の【デンタルスキャンのダウンロード】を左クリックします

データがダウンロードされるとデンタル・スキャンデータが表示されます
表示されたデータの向きを咬合面が見えるように設定します
右下のスライダーバーを動かす、または3Dデータを【回転モード】で回転させます
下の画像のように位置を設定し、右下の【次へ】ボタンを左クリックします



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)


デンタル・スキャン — スキャンデータ取り込み

SmartFusion™

【スキャナーモデル】を確認します


【スキャナーの変更】からスキャンに使用した機種を選択し、【次へ】を左クリックします

次へ >



使用したスキャナ・モデルがない場合は、【Other】を選択して【次へ】を左クリックしてください

次へ >





補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – スキャンデータ取り込み SmartFusion™

この画面は、左側が上顎、又は下顎の歯列弓で、右側が口腔内スキャンデータ又は、模型のスキャンデータになります
ここではフュージョンしやすくする為に、左側の歯列を口腔内スキャン・データ又は、模型のスキャン・データと同じ歯列にします
対象部位を左クリックして、歯を消したり表示させたりして歯列弓の編集をします
終了後右下の【次へ】を左クリックします

次へ >



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – スキャンデータ取り込み




SmartFusion™

CTデータと、口腔内スキャンデータ (IOS) あるいはデンタル・スキャンデータをSmartFusion™ するための準備をします
SmartFusion™する位置を設定する為に、目安となるポイントを付与します
ソフトウェアが指定する歯式番号が、カーソル脇に小さく表示されるので、該当する歯牙に左クリックでポイントを付与します
最後臼歯、3番部位を指定してきますので、切歯の先端や、臼歯の中心などにポイントを4箇所設定します
終了後右下の【次へ】を左クリックします

🔄 点の再指定

全てのポイントが消去され、ポイントをやり直します

次へ >






補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン - スキャンデータ取り込み SmartFusion™

自動でSmartFusion™を行います。症例によって2通りの結果になります



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – スキャンデータ取り込み

SmartFusion™

①の場合 :

完全自動でSmartFusion™が行われています

2D画面のスライダー・バーでリスライスを移動させ適合の確認を行います
問題なければ右下の【完了】を左クリックし、プランニングの画面に進みます

完了

表示設定


- 患者モデル
- デンタルスキャン
- ワックスアップ (1)

画面右の【表示設定】から

- ・患者モデル
- ・デンタルスキャン
- ・ワックスアップ

の表示・非表示設定ができます

各項目にある【目】のマークを左クリックします



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – スキャンデータ取り込み SmartFusion™


口腔内スキャナーの場合：

* ワックスアップイメージはありません

SmartSetup™ 及び、**Diagnostic Scan** から歯牙イメージを追加します

* Diagnostic Scan から歯牙イメージを追加する場合は、あらかじめ、天然歯牙やテンポラリーのデータをスキャンしておく必要があります

Diagnostic Scan は、デンタル・スキャン・データとマッチングさせるため、欠損部数位の歯牙もスキャンしている必要があります




補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (精度の確認)



SmartFusion™



【ツール】にある【ワークスペースの変更】から【パノラマ・ワークスペース】を選択します
パノラミック画像の表示を【シングルスライスとして表示】に設定します
右図の様に、模型をスキャンしたデンタル・キャストまたは口腔内スキャンのデータが顎
骨データに適合しているかどうかを確認します



デンタル・キャストまたは口腔内スキャン



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)


デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

②自動でのアライメントに失敗した場合

このメッセージはSmartFusion™でアライメント出来なかった場合に表示されます

※ この段階でメッセージが出る場合は、SmartFusion™が出来ない場合もあります
詳細はP.71のSmartFusion™の定義を参照して下さい




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

次の場合、マニュアルでマッチングポイントを合わせ適合調整を行います




オートマッチックでSmartFusion™できない場合は手動で行います

SmartFusion™を行う為に 3 点の基準ポイントを顎骨データと口腔内スキャンデータ又はデンタル・キャスト・データのそれぞれ同じ歯牙の位置にポイントを付与します
(極端に位置が違う場合は、赤くエラー表示されます)

設定後右下の【完了】を左クリックします

完了



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™



Initialize Points (3点SmartFusion™)

定義

- ① 3つのポイントを顎骨データと、デンタル・キャストまたは、口腔内スキャンデータ双方の同じ位置にポイントを付与しフュージョンさせます
- ② 顎を4分割 (右図) した2か所に3ポイントを付与します

ポイント

- 右図の様に、ポイント3つを3箇所置く (出来る限り範囲を広く)
- 3D骨モデルのアーティファクトの除去を行う
- ポイントは、咬合面、唇頬側面、舌側面など、3D骨モデルの表面が出来るだけ綺麗な (アーチファクトが除去されている状態の) 箇所にポイントを付与します



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™




Initialize Points (3点SmartFusion™)

ポイント

- ポイントは3箇所に置くので、金属のアーチファクトが多い症例でも予め3歯を決定し、3歯のみアーチファクト除去を行なう事でマッチングを可能とします
- アーチファクト除去は以下の方法でも軽減できます

【患者の編集】機能を使用して、ISO値を変更します (医科用CTデータ)

歯牙がよく見える様に調整します (数値を上げすぎて歯牙の表面データが失われる様に注意してください)



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

操作




指示

対応するポイントの指定:






- 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
- デンタルスキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

-  ポイントの挿入
-  選択したポイントの削除
-  すべてのポイントの削除

表示角度の設定


① 3個の対応するポイントが指定されています。

ポイントの挿入:
ポイントを付ける作業時に左クリックします
デフォルトでは即時にポイントを付与します

選択したポイントの削除:
3D骨モデルとデンタル・キャストのペアのポイントを消します

すべてのポイントの削除:
全てのポイントを消して、初めから行う場合に左クリックします

表示角度の設定:
3D骨モデルとデンタル・キャストの方向を同時に動かす事が可能
ポイントを付与する作業では、こちらのボタンから向きを変更します
左から、正面、左側、右側、上面、下面となっています



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)


【ポイントを挿入】をクリックすると左図の様にポイントを付ける画面に変わります
左側の3D骨モデルからポイントを付けていきます
次に、デンタル・キャスト (右画面) の3D骨モデルと同じ部位にポイントを付与します



表示角度の設定



ポイントを左図の様に同じ部位 (なるべく同じ高さ位置) に付与します
画面左下にある【表示角度の設定】項目を使用して、様々な角度から3ポイントを定義に従って
付与していきます



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

❶ 2個の対応するポイントが
指定されています。

2組のポイントは確認できました

❷ 対応するポイントを3つ以上
指定してください。



ポイントは、少なくとも3組必要です

3つのポイントを付けた後、下図のメッセージになりましたら、
右下の【完了】ボタンを左クリックして下さい

完了

❸ 3個の対応するポイントが
指定されています。

3組のポイントは確認できました



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

例 ポイント付与が上手く行かない場合は以下の原因が考えられます

- アーチファクトなどの除去が綺麗にできていない
- 双方に付与したポイントの位置が正しくない
- 【患者の編集機能】(骨データの変換時) で歯牙をカットしている


❗ 3個の対応するポイントが指定されています。

❗ 1組以上のポイントが対応していません。

左記のようなメッセージが出ている場合は、双方のポイントの位置や高さが合っていないので、修正をしなければなりません

3組のポイントが確認されました

ポイントの1組以上が、ソフトウェアの規定から外れています
(ポイントの位置が合っていない)



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)


SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

ポイントが上手く行かない場合



3つのポイントを付け終わっても、エラーにより上手くいかない場合は、画面上で右クリックし、ポイント付与が可能な状態を一度解除します




操作

- ポイントの挿入
- 選択したポイントの削除
- すべてのポイントの削除

ポイントの挿入：マッチングポイントを追加する場合

選択したポイントの削除：指定されたポイントの削除(赤点)

全てのポイントの削除：全てのポイントを削除します



右クリック後、画面左の【操作】機能が全て使用できるようになります
位置が違っていているポイントを左 1 クリックし、【操作】内にある【選択したポイントの削除】を左クリックして位置が違っていているペアのポイントを削除します (選択されているポイントは赤色になります)

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)



デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

ポイントが消えた状態

3D骨モデルにポイント付与した状態



操作
ポイントの挿入

ポイントが消えたら、画面左の【操作】内にある【ポイントの挿入】を左クリックし、3D骨モデル (左画面) からポイントを付与し、最後にデンタル・キャスト (右画面) にポイントを付与します

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™


Initialize Points (3点SmartFusion™)

① 3個の対応するポイントが
指定されています。



デンタル・キャストにポイントを付け、左図の様に 3 組のポイントが確認されると、赤字のメッセージはなくなります
右下の【完了】ボタンを左クリックしてください

完了



補綴 / Prosthetic(補綴設定)




補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

再度、オートマッチングを計算します



左図のように、【初期化】欄にメッセージがない場合は成功です
【完了】を左クリックし、プランニングあるいは、SmartSetup™、対合歯の設定へ進みます

完了

初期化
対応するポイントの指定
① 3個の対応するポイントが指定されています。
結果がまだ正しくない場合は、代わりに「手動アライメント」を使用します。このオプションでは、少なくとも3つの対応ポイントを指定する必要があります。

【初期化】欄に上記メッセージが表示された場合、マニュアルでマッチングポイントを設定し、適合調整を行います

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)


デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (3点SmartFusion™)

完了後、以下のメッセージが表示された場合はSmartFusion™の規定外となるため、アライメントの確認、調整が必要です


【位置の初期化】を左クリックします



SmartFusion™の規定とは

- 顎骨データと口腔内スキャンデータ&デンタル・キャスト・データのアライメントが82%以上合致している
- 残り18%は、エラーデータとして処理されます (レジン冠、金属などのアーチファクト)
- SmartFusion™の精度は1ボクセル以内である
- エラーは1.5ボクセル以上の誤差がある場合

このメッセージが表示された場合、このままプランニングへ進んでもサージカルテンプレートのデータ作成および、サージカルテンプレートのオーダーができません
次項からの内容をご確認の上、作業を行なってください



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)

初期化

対応するポイントの指定

❗ 3個の対応するポイントが 指定されています。


結果がまだ正しくない場合は、代わりに「手動アライメント」を使用します。このオプションでは、少なくとも9つの対応ポイントを指定する必要があります。

【対応するポイントの指定】 定義

- Initialize Smart Fusion後でも、フュージョン精度が悪い場合に使用します
- 9個のポイントを顎骨データ、デンタル・キャスト・データ双方の同じ位置にポイントを付与させマッチングさせます
- 顎を4分割した3か所に9ポイントを付与します (右図)

ポイント

- 全顎的にアーチファクトの除去が必要
- ポイントは、咬合面、唇頬側面、舌側面、何処でもいいですが、3D骨モデルの表面ができるだけ綺麗な (アーチファクトが除去されている) 状態の箇所にポイントを付与してください
- 9ポイントは、歯頸部、咬合面と高低差をつけ、前歯、大臼歯それぞれにポイントを付けて頂くとアライメントが取りやすいです
- ポイントが小さいので、3D骨モデルとデンタル・キャストの位置関係を確認しながら慎重に9ポイントを付与してください



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)



プランニング画面からは【デンタルスキャンの編集】を左クリックします


3ポイントでSmartFusion™を行った結果、精度が悪い場合は最低9つ以上ポイントを設定し、再度フュージョンを行います

初期化

① 対応するポイントの指定

① 3個の対応するポイントが指定されています。

結果がまだ正しくない場合は、代わりに「手動アライメント」を使用します。このオプションでは、少なくとも9つの対応ポイントを指定する必要があります。



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)


【対応するポイントの指定】を左クリックします

初期化

対応するポイントの指定

① 3個の対応するポイントが指定されています。

結果がまだ正しくない場合は、代わりに「手動アライメント」を使用します。このオプションでは、少なくとも9つの対応ポイントを指定する必要があります。



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)

操作

指示

対応するポイントの指定:

- 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
- デンタルスキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

- ポイントの挿入
- 選択したポイントの削除
- すべてのポイントの削除

表示角度の設定

① 3個の対応するポイントが指定されています。


ポイントの挿入 :
ポイントを付ける作業時にクリックします
デフォルトでは即時にポイントを付与することができます

選択したポイントの削除 :
3D骨モデルとデフォルトのペアのポイントを消します

すべてのポイントの削除 :
全てのポイントを消して、初めから行う場合に左クリックします

表示角度の設定 :
3D骨モデルとデンタル・キャストの方向を同時に変更ができます
ポイントを付与する作業では、こちらのボタンを押して向きを変更し、左から、正面、左側、右側、上面、下面となっています

【対応するポイントの指定】を左クリックすると、ポイントマッチングの画面になります
この画面では、マウスポインターが【+】になっているので、ポイントを付与することができます
事前に3組のポイントが認識されていますが、初めからやり直す場合は、左側の【操作】内の【すべてのポイントの削除】を左クリックで全てのポイントを消し、【ポイントの挿入】からポイントを付与します



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)

操作

指示

対応するポイントの指定:

1. 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
2. デンタルスキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

- ポイントの挿入
- 選択したポイントの削除
- すべてのポイントの削除


表示角度の設定

① 0個の対応するポイントが指定されています。

① 対応するポイントを3つ以上指定してください。

ポイントを付けて行くと左図の【操作】内下部のメッセージが変わっていきます
この場合では、6組のポイントが対応されています

① 6個の対応するポイントが指定されています。



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)

操作

指示

対応するポイントの指定:

1. 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
2. デンタルスキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

- ポイントの挿入
- 選択したポイントの削除
- すべてのポイントの削除


表示角度の設定

① 7個の対応するポイントが指定されています。

① 1組以上のポイントが対応していません。

顎骨のポイントとデンタル・キャストのポイント位置を誤ってしまった場合は、左図のようなメッセージが表示されます

1組以上のポイントが対応していない同じ位置ではないという事になります



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)

操作

指示

対応するポイントの指定:

1. 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
2. デンタルスキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

- ポイントの挿入
- 選択したポイントの削除
- すべてのポイントの削除


表示角度の設定

① 7個の対応するポイントが指定されています。

① 1組以上のポイントが対応していません。

ポイントを誤った位置に付与してしまった場合は、【操作】内の【選択したポイントの削除】が使用可能な状態になるので左クリックして削除します
【選択したポイントの削除】ボタンが有効になっていない場合は、マウスを右クリックして一度【ポイントの挿入】作業をリセットします

※削除するポイント (ペア) が赤色になっている事を確認してください
赤色になっていない場合は、ポイント自体を左クリックで赤色にしてから【選択したポイントの削除】を左クリックします



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)

操作

指示

対応するポイントの指定:

1. 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
2. デンタルスキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

- 📍 ポイントの挿入
- 🗑️ 選択したポイントの削除
- 🗑️ すべてのポイントの削除

表示角度の設定



① 9個の対応するポイントが指定されています。

ポイントを上图の様に同じ部位 (なるべく同じ高さ位置) に付与します

【操作】にある【表示角度の設定】を使用して、様々な角度から確認し、ポイントを9個を付与します


9個のポイントが付与し、右図のメッセージになっている事を確認してください



① 9個の対応するポイントが指定されています。

このメッセージが表示されましたら、右下の【完了】を左クリックします

完了




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™)



指示

リスライズをスクロールして、デンタルスキャンと患者モデルのアライメントを確認します。正しくない場合は、対応するポイントを指定します。

[アシスタント機能の利用。](#)

表示設定

- 患者モデル
- デンタルスキャン
- ワックスアップ (1)

初期化

対応するポイントの指定

① 9個の対応するポイントが指定されています。

結果がまだ正しくない場合は、代わりに「手動アライメント」を使用します。このオプションでは、少なくとも9つの対応ポイントを指定する必要があります。

[手動アライメントの表示](#)

エラーメッセージが表示されず、上図の画面が表示された場合は、SmartFusion™は成功しています。サージカルテンプレートの製作、オーダー送信が可能です。精度の確認をし、右下の【完了】を左クリックしてプランニング画面へ進んでください。

完了



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン — SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™ – Manual matching)



この画面で上図のメッセージが表示された場合、SmartFusion™は失敗となります
 この場合、従来法のラジオグラフィックガイド法に変更するか、このデータを使用してマニュアル・マッチングを行います
 マニュアル・マッチングを行う場合は、次項をご覧ください




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™ – Manual matching)



9点以上のポイントを点けてもSmartFusion™の規定に達しない場合、【位置の初期化】を押しても右のメッセージが表示されます【完了】を左クリックしプランニングをしても**サージカルテンプレートの製作ができません**

マニュアル・マッチングを行う場合は、【キャンセル】を左クリックします


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™ – Manual matching)



メッセージが黒字で表示されている場合は、組になったポイントを元に、SmartFusion™ しています
SmartFusion™の定義に沿ってオートマッチで行われています
メッセージが赤字で表示されている場合は、組になった9ポイントでアライメントを行っています
9組のポイントでのマニュアル・マッチングになり、SmartFusion™ではありません

SmartFusion™で適合にズレが生じている場合、および【スマートフュージョンが正しくない...】とエラーメッセージが表示された場合は、再度9点のポイント設定を行います
【手動アライメントの表示】をクリックし、マニュアル・マッチングの設定から適合を確認してください



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (デンタルスキャンの取り込み、補綴設計)

デンタル・スキャン – SmartFusion™ (マッチングの失敗)

SmartFusion™

Initialize Points (9点SmartFusion™ – Manual matching)



精度の確認後、右下の【完了】ボタンを左クリックします
【完了】をクリックすると、右図のメッセージが表示されます
これは、「マニュアルアライメントのデータを使用しますか?」と求められています
デンタル・キャストがマニュアルでマッチングされた為、必ず位置が正しいかの確認をしてください
と表示されています

問題が無い場合は、【完了】を左クリックしてプランニング画面へ進みます

完了

【続ける】を左クリックしマッチングを完成させます

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

歯牙データ

補綴データ各タイプの特徴 – **Diagnostic Scan**と**SmartSetup**™


Desk Top Scanner及び、**IOS**データの取り込み

歯牙データの取り込みには3通りの方法があります

NobelBiocareのScannerでスキャンした場合

1. ワックスアップ・スキャンあり (nxaファイル形式)
2. ワックスアップ・スキャンなし (nxaファイル形式)

1. ⇒ SmartFusion™ のみ
2. ⇒ SmartFusion™ + SmartSetup™




SmartFusion™ のみ

他社Desk Top Scannerでスキャンした場合

1. ワックスアップ・スキャンあり (stl、plyファイル形式)
2. ワックスアップ・スキャンなし (stl、plyファイル形式)

1. ⇒ SmartFusion™ + Diagnostic Scan
2. ⇒ SmartFusion™ + SmartSetup™




SmartFusion™ + Diagnostic Scan

Intraoral Scannerでスキャンした場合

ワックスアップ・スキャンなし (stl、plyファイル形式)

⇒ SmartFusion™ + Diagnostic Scan or SmartSetup™





SmartFusion™ + SmartSetup™

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

SmartSetup™



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)


追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™


SmartSetup™は、現在の歯の状況のスキャンに基づいて
仮想歯を自動的に計算するソリューションです




【補綴】タブから【SmartSetup】を左クリックし、トゥースライブラリーから、歯牙データを取り込みます



【補綴】タブから【SmartSetup】を選択します



トゥースライブラリーの設定画面が開きます





補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™

SmartSetup™の確認を行います
【 SmartSetupの設定 】を左クリックします



スマートセットアップの計算では以下の項目が考慮されます

スマートセットアップの設定
スマートセットアップのウィザードの設定を調整すると、スマートセットアップの計算結果を変更できます
スマートセットアップウィザードの【スマートセットアップの確認】ページで、歯列チャートのウィンドウの右下隅にある【スマートセットアップのオプション】をクリックして【設定】ダイアログを開きます

【品質グループ】で、モデルを計算するときの品質を、【最高】（計算に長時間かかります）、【最適】または【低品質】に指定します
選択に応じて、計算で考慮される歯が多くなり少なくなったりします

【最高】：スキャンしたすべての歯がスマートセットアップの計算に含まれます
計算時間は【最適】を選択したときよりも長くなります

【最適】：最適な結果を計算するために必要な歯が考慮されますが、計算時間は妥当な範囲内に抑えられます

【低】：スマートセットアップを計算するとき、最小限の歯が考慮されます
計算時間は【最適】を選択したときよりも短くなります

【スマートセットアップ】グループで、次の基準に従って仮想歯を計算するかどうかを指定します

【歯のセットアップのための空隙の除去】：

隣接する歯間隙をなくすものですが、隙間が大きすぎて埋められない場合があります
このオプションを選択した場合、仮想歯が大きくなりすぎる可能性があります
このような場合は、【歯のセットアップのための空隙の除去】オプションをオフにすることをお勧めします
デフォルトでは、【全歯】に対してこのオプションが設定されています
隙間をなくす単独または複数の歯をドロップダウン・ボックスから選択できます

【対合歯に基づく配置（ミラー）】：

スマートセットアップを対合歯とまったく同じように配置する場合は、このオプションを選択します
ただし、たいていの場合、患者の歯列弓は完全に左右対照ではないため、この選択は最適な結果が得られない可能性があります
そのため、このオプションはデフォルトで【オフ】になっています
このオプションをオンに、良い計算結果が得られるかどうかを確認することができます

【前歯の審美性を最適化】：

このアクションは、一連のルールに基づいて、最も審美性に優れた修復を特定または計算します
ルールには、中切歯の切端部を同じ高さにすること、両側中切歯に同じ幅を適用することなどが含まれます
このルールは側切歯と犬歯にも適用されます

【第3臼歯を追加】：スキャン範囲に第3臼歯が含まれている場合、このオプションはデフォルトで選択されます
スマートセットアップのサイズ、形状、および位置の計算時に第3臼歯のサイズ、形状、および位置が考慮されます

【咬合の追加の微調整】：

対合歯に関する情報が入手できる場合、このオプションはデフォルトで選択されます
対合歯の情報で考慮されて咬合が微調整されます

【OK】をクリックすると、設定内容がスマートセットアップの計算に適用されます

【次へ】をクリックしてウィザードを続行します

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)



追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™

インプラント埋入部位を設定します
埋入予定部位を左クリックします

対象の部位が緑色に変更されたら、【次へ】を左クリックします

次へ >



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™




口腔内情報からトゥースライブラリーを計算します

対象の部位にトゥースライブラリーがインポートされます
編集の必要がなければ【完了】を左クリックします
修正が必要な場合は、【SmartSetupの編集】を左クリックし、
歯牙データを調整します

完了

SmartSetupの編集

SmartSetupの編集




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™


トゥースライブラリーを調整します
並行移動、回転、縮尺の各項目を選択しトゥースライブラリー調整します



+ 並行移動

頬側/舌側	0.00 mm
近心/遠心	0.00 mm
咬合	0.00 mm


各項目の移動量を調整し位置を設定します
カーソルで上下左右ドラッグでも調整可能です
最大：50 mm



⚙️ 回転

頬側/舌側	0.0 deg
近心/遠心	0.0 deg
咬合	0.0 deg


各項目の角度を調整し回転方向を設定します
カーソルで左ドラッグで回転させ調整可能です
* 歯牙上で左クリックをすると回転軸が表示されます
最大：30 deg



📏 縮尺

スケーリング	100 %
--------	-------

項目の拡大率を調整し大きさを設定します
カーソルで左ドラッグの上下でも調整可能です
最大：150 %



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™

トゥースライブラリーの調整完了
修正が終了したら【完了】を左クリックします

完了



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)




追加スキャン - トゥースライブラリーデータ取り込み

SmartSetup™

トゥースライブラリーの調整完了
再度【完了】をクリックします




SmartSetup™の完了
【SmartSetupの編集】後からでも編集ができます




補綴 / **Prosthetic**(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

Diagnostic Scan



➤ SmartFusion™





補綴 / Prosthetic(補綴設定)




補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 診断スキャンデータ取り込み

Diagnostic Scan



【診断スキャンの選択】ボタンを左クリックします




補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 診断スキャンデータ取り込み


Diagnostic Scan



口腔内スキャン (IOS) データの取込みの際は、
【スキャナーの変更】を左クリックして、口腔内ス
キャンの機種を選択します



【回転】ゲージを使用して画像の確認をします
右下の【次へ】を左クリックします





補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 診断スキャンデータ取り込み Diagnostic Scan

デンタル・スキャンとアライメント(マッチング)します



上図のメッセージが表示されます
ここでは、【キャンセル】を左クリックし適合を確認してください

問題なければ右下の【完了】を左クリックします
【デンタル・スキャンとアライメント】が不適合の場合は次項をご覧ください



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 診断スキャンデータ取り込み

Diagnostic Scan

不適合の場合：

【患者とアライメント】を左クリックし、【OK】ボタンと左クリックします



スキャンのアライメント

患者とアライメント
スマートフュージョンを使用して、診断と患者モデルをアライメントします

デンタルスキャンとアライメント
診断とデンタルスキャンの位置合わせをします。

DTX Studio Implant

! 診断スキャンと患者スキャンをアライメントしますか?
スマートフュージョンを使用して診断スキャンと患者スキャンをアライメントしますか?

OK キャンセル

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 診断スキャンデータ取り込み

Diagnostic Scan

顎骨データ、スキャンデータそれぞれ同じ位置に3点以上ポイントを付与し、
右下の【完了】を左クリックします

完了

ポイントの位置が双方で正しい位置の場合




① 3個の対応するポイントが
指定されています。

ポイントの位置が間違えている場合



② 1組以上のポイントが対応
していません。



操作

指示

対応するポイントの指定:

1. 患者モデルの歯にポイントをクリックします。
2. 診断スキャンの対応するポイントをクリックします。

[アシスタント機能の利用。](#)

操作

- ✚ ポイントの挿入
- ✖ 選択したポイントの削除
- ✖ すべてのポイントの削除


ポイントの挿入

選択したポイントの削除

全てのポイントを削除

適合を確認して【完了】を左クリックし、プランニング画面に戻ります

完了



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 診断スキャンデータ取り込み

Diagnostic Scan

【患者とアライメント】でポイント付与後、アライメントを行っても適合しない場合は、【スマートフュージョンの編集】を左クリックし再度ポイント位置を修正してください

※ 不適合の状態でも【完了】し、プランニング画面に行った場合は修正できません
再度修正する場合は、インポートしたデータを削除し、再度インポートする事になりますので、注意してください





スキャンのアライメント

- 患者とアライメント
スマートフュージョンを使用して、診断と患者モデルをアライメントします。
- デンタルスキャンとアライメント
診断とデンタルスキャンの位置合わせをします。

スマートフュージョンの編集

スマートフュージョンの編集



適合を確認して【完了】を左クリックし、プランニング画面に戻ります

完了


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

Antagonist Scan



SmartFusion™




補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan




【対合歯スキャン】ボタンを
左クリックします





対合歯スキャンの選択

【診断スキャンの選択】ボタン
を左クリックします



【補綴】タブから【対合歯スキャン】を左クリックし、対合歯スキャンデータをインポートします





補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan

データを読み込んだ状態





【回転】ゲージを使用して画像の確認をします



口腔内スキャン (IOS) データの取込みの際は、【スキャナーの変更】をクリックして、口腔内スキャンの機種を選択します
右下の【次へ】を左クリックします

次へ >



補綴 / Prosthetic(補綴設定)



補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan

自動でマッチングを行います
対合歯データのマッチングは 2 通りのフュージョンがあります

データを取込んだ状態



自動でSmartFusion™を行います
デンタルスキャンとのアライメント(デフォルト)
こちらは、自動的に処理を行います
マニュアルはありません

3D骨モデル (CTデータ) との
SmartFusion™はしていません
咬合している状態の位置になっています

スキャンのアライメント



患者とアライメント

スマートフュージョンを使用して、対合歯と患者モデルをアライメントし

3D骨モデルとのマッチングを行います
3ポイントを設定しマッチングさせます



デンタルスキャンとアライメント

対合歯とデンタルスキャンの位置合わせをします。

IOS (口腔内スキャナ) で対合状態をスキャンしている場合、3D骨モデルとは関係無く、咬合状態の位置にSmartFusion™します

IOS (口腔内スキャナ) や、デスクトップ・スキャナーで咬合状態をスキャンしている場合、3D骨モデルとは関係無く、咬合状態の位置に自動でマッチングします
咬合状態を反映させる場合は、ご使用の機器で咬合状態のスキャンを行います

DTX Studio™ Implantは、咬合データのみ取り込み機能はありません
修復側のデンタルスキャンが対合歯スキャンに咬合スキャンデータが取り込まれている状態の、単一のデータが必要となります

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan

3D骨モデルとのマッチング
3ポイントを設定しマッチングさせます

スキャンのアライメント



患者とアライメント

スマートフュージョンを使用して、対合歯と患者モデルをアライメントし

【患者とアライメント】をクリックし、3D骨モデルへ SmartFusion™を使用してマッチングを行います






デンタルスキャンとアライメント

対合歯とデンタルスキャンの位置合わせをします。

対合歯の3D骨データが無い場合は、マッチングができません
対合データを撮影していない、あるいは、DTX Studio™ ImplantへDICOMデータを取り込む際に、データを削っている場合は、この機能は使用できません

DICOMデータの取り込みから、再度インポートが必要となります



補綴 / Prosthetic(補綴設定)




補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 対合歯スキャンデータ取り込み


Antagonist Scan

3D骨モデルとのマッチング
3ポイントを設定しマッチングさせます

操作

-  ポイントの挿入
-  選択したポイントの削除
-  すべてのポイントの削除

- ポイントの挿入
- 選択したポイントの削除
- 全てのポイントを削除



CTデータ（顎骨）、スキャンデータそれぞれ同じ位置に3点以上ポイントを付与し、右下の【完了】を左クリックします



ポイントの位置が双方で正しい位置の場合




① 3個の対応するポイントが指定されています。

ポイントの位置が間違えている場合



① 1組以上のポイントが対応していません。



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン - 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan

3D骨モデルとのマッチングで3ポイントを設定しマッチングを行っても適合しない場合は、【スマートフュージョンの編集】を左クリックし、再度ポイント位置を修正してください

スキャンのアライメント



患者とアライメント

スマートフュージョンを使用して、対合歯と患者モデルをアライメントし



デンタルスキャンとアライメント



対合歯とデンタルスキャンの位置合わせをします。

スマートフュージョンの編集

スマートフュージョンの編集

※ 不適合の状態【完了】し、プランニング画面に進んだ場合、修正はできません
再度修正する場合は、インポートしたデータを削除し、再度インポートする
事になりますので、注意して下さい

ポイント位置の修正



適合を確認して【完了】を左クリックし、プランニング画面に戻ります

完了


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan

3D骨モデルとのマッチング
3ポイントを設定しマッチングさせます




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)


追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み Antagonist Scan

3D骨モデルマッチングとデンタルスキャンマッチングの切り替え


対合データ上で右クリックします
対合歯スキャンのプロパティから【アライメント】をクリックし、対合歯のアライメント切り替えが行えます



患者モデルとアライメント



デンタルスキャンとアライメント



補綴 / Prosthetic(補綴設定)



補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み Antagonist Scan

3D骨モデルマッチングとデンタルスキャンマッチング

3D骨モデルマッチングとデンタルスキャンのマッチング

デンタルスキャンおよび対合スキャンデータに咬合情報がない場合
上下顎は重なった状態で取り込まれます
また、対合の顎骨データが撮影されていない場合は、対合情報を正しい位置に取り
込めませんのでご注意ください




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)


追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み Antagonist Scan

DTX Studio™ Implant側で取り込める対合情報の条件

・対合の顎骨データが存在している場合



・対合データおよびデンタルスキャンデータ内に、咬合データが入っている場合



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (各種データの取り込み、補綴設計)

追加スキャン – 対合歯スキャンデータ取り込み

Antagonist Scan

KAVO LS3 Scannerでスキャンしたスキャンデータ概要(STL file)


上下顎を咬合スキャンで行ったデータ



stl files

- ① 上顎／咬合スキャン (咬合データ込み)
- ② 下顎／咬合スキャン (咬合データなし)

上下顎を個別にスキャンしたデータ



stl files

- ③ 上顎／非咬合スキャン (咬合データなし)
- ④ 下顎／非咬合スキャン (咬合データなし)

DTX Studio™ Implant antagonist matching

デンタルスキャン 修復測 / (上顎)
対合スキャン / (下顎)

Upper	Lower	Matching
①	②	OK
①	④	OK
③	②	NG
③	④	NG

デンタルスキャン 修復測 / (下顎)
対合スキャン / (上顎)


Lower	Upper	Matching
②	①	OK
②	③	NG
④	①	OK
④	③	NG

KAVO LS3 Scannerで咬合スキャンした場合は、
上顎のSTLファイルにのみ、咬合データが取り込まれています


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

Radio Graphic Guide



▶ Radio Graphic Guide



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – DICOMデータ取り込み Radio Graphic Guide


(CB) CT撮影前に、ラジオグラフィックガイドを作成しておく必要があります
最初に歯科技工所へラジオグラフィックガイドの製作を依頼してください

ラジオグラフィックガイドの製作方法は
【ラジオグラフィックガイド・マニュアル】を参照ください (別紙)

* CT撮影は2回行います

SCAN 1 : 患者にラジオグラフィックガイドを咬合させた状態で顎骨データを撮影します
SCAN 2 : ラジオグラフィックガイドのみ撮影します

2種類のDICOMデータを読み込みます



ラジオグラフィックガイド・マニュアル



ラジオグラフィックガイド・マニュアル

Guide 概要

骨質、歯肉組織の厚みなどに反応させる
歯物の形態を再現する
ソフトで制作する為の形態を反映させる

(PMMA)
歯肉厚さを再現、歯肉厚さを再現
バーチャ

Guide 製作手順 (台)

歯に咬合部を全分磨きできるように、歯の正確に咬合できるように分磨きをする。
メンテナンスは咬合部には不要です。
ラジオグラフィックガイドの撮影を行うために、CT撮影の際には必要に応じて
準備が必要です。(ベベルCT撮影)



Guide形態の良・悪

シムが付かない。

咬合後歯肉では、サージカルテンプレートを使用させる
時に、歯肉は咬合時に歯肉の厚さを再現させる。

ガイドが硬い必要がある。

サージカルテンプレートが硬くない時に、歯肉
厚を再現。

サージカルテンプレートが硬くない時に、歯肉に
厚みが必要(咬合時)。



Guide 製作手順 (台)

咬合時に歯肉厚さが再現せずに撮影する際には、撮影前に、レントゲン技士や歯
技師の指示に従って、歯肉厚さを再現させる。





補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – DICOMデータ取り込み Radio Graphic Guide

【補綴】タブから【ガイド】を左クリックします




【DICOMフォルダのインポート】を左クリックします
ラジオグラフィックガイドのDICOMデータを選択し決定します



ラジオグラフィックガイドのデータ確認ができましたら、
右下の【次へ】を左クリックします

次へ >



補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – DICOMデータ取り込み Radio Graphic Guide


3D画像にする範囲、ISO値の設定

キャリブレーションデータがある場合はこちらでセットします

キャリブレーション・セットの変更...



ISO値の設定は、サージカルテンプレートの適合に大きく関係しますので必ず確認してください
CBCTデータは、キャリブレーションを行う事を強くお奨めします
次項を参照してください




3D画像に変換したいラジオグラフィックガイドの範囲を選択
カーソルを各画像の端に移動させるとカーソルの形が変更されます
変更されたカーソルを左ドラッグすると、画像をマスクできます

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – DICOMデータ取り込み Radio Graphic Guide

ISO値の設定



【マスクの表示】をクリックすると、オレンジ色が消えてラジオグラフィックガイドのCT画像が表示されます
DTX Studio™ Implantでは、オレンジ色の部分が3D画像になりますので、CT画像上にオレンジ色が綺麗に表示されていれば、ラジオグラフィックガイドがそのまま3D画像としてソフトウェアに表示され、精度の高いサージカルテンプレートが製作されます
つまり、**ISO値の設定は、サージカルテンプレート適合精度に大きく関わっています**ので、慎重に設定してください
キャリブレーションを行えば、この設定はせずキャリブレーションデータをセットするだけで毎回セットされたISO値で変換されます


【マスクの表示】
ON状態

ラジオグラフィックガイドCT画像上にオレンジ色が載っている状態



【マスクの表示】
OFF状態

ラジオグラフィックガイドCT画像



ラジオグラフィックガイドの表示範囲と、ISO値の調整が完了したら、【次へ】を左クリックします

次へ >


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – DICOMデータ取り込み Radio Graphic Guide

3D画像の確認とマッチング


ラジオグラフィックガイド3D画像の確認



ラジオグラフィックガイドが3Dに変換されます
綺麗に表示されていれば【次へ】を左クリックします
極端に薄くなってしまったり、穴が開いている場合は、
ラジオグラフィックガイド自体の厚みが薄い事が考えられます
ガイドを補強して再撮影することをお勧めします


次へ >

マーカーの検出とマッチングを自動で行う



ラジオグラフィックガイドと骨データのマッチングが自動で行われます
ラジオグラフィックガイドと骨データのマッチングは、1回目に撮影され
たラジオグラフィックガイドと、2回目に撮影されたラジオグラフィック
ガイドの、双方のリファレンスポイントでマッチングを行います

骨モデルとラジオグラフィックガイドがマッチングした状態



ラジオグラフィックガイドと骨データのマッチングの完了です
大きなずれがなければ【完了】を左クリックしてプランニングへ進みます

完了

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

概要


【はじめに】

コンピュータ支援の計画を手術に正しく繋げるには、サージカルテンプレートが周囲の軟組織や、残存歯に正確かつ安定してフィットすることが大切です。この優れたフィットを確保するため、使用するCBCT画像データから正しくラジオグラフィックガイドの3D形状が抽出されなければなりません。そのためには、ラジオグラフィックガイドのISO値を正しく選択することが重要です。キャリブレーションを実施する事により、自動的にそのCBCTスキャナにあったISO値を決定できます。

【プロトコル】

ラジオグラフィックガイドの適正なISO値は、キャリブレーション・オブジェクトのスキャン・データを追加する事で、自動的に得ることができます。

キャリブレーションは、使用するCBCTスキャナのプロトコルに依存します。そのため、お手持ちのスキャナのために、少なくとも1度は手順を実行してください。そのスキャナのソフトウェアやハードウェアが更新された時、またはメンテナンスされるたびにこのキャリブレーションを繰り返し撮影する事を推奨します。スキャナの経年劣化を考慮し、最低半年に1度キャリブレーション手順を繰り返す事を推奨します。





補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)



ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

キャリブレーションを行う意味は？
ISO値によって限定される3D表面

1 ソフトによるISO値の選択



ISO値が高すぎる場合:
ラジオグラフィックガイドの3D表面は正しく表示されません
この場合ラジオグラフィックガイドの3D表面は実物より薄くなります



ISO値が低すぎる場合:
ラジオグラフィックガイドの3D表面は正しく表示されません
この場合ラジオグラフィックガイドの3D表面は実物より厚くなります

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用

Radio Graphic Guide


キャリブレーションを行う意味は？
ISO値によって限定される3D表面

キャリブレーションを行う事により、CBCTスキャナ別に適切なISO値を自動的に見つけてくれます
より精度の高いラジオグラフィックガイドが3Dとして表現されます

※ CBCT Scannerの機種によってはキャリブレーションで設定されたISO値を若干修正する事もあります

2 レベル / ウィンドウ も考慮する必要があります

同じISO値でも、レベル / ウィンドウ の設定が異るとラジオグラフィックガイドの3D表面が変わります




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)


ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

より精度の高いラジオグラフィックガイドの利用方法について


- キャリブレーションによるISO値の調整
- ✓ CBCTは機種によってグレー値が異なるのでキャリブレーションオブジェクトの使用を推奨



Calibration object



- マーカーマッチング精度
- ✓ 骨データ、ラジオグラフィックガイドデータ双方のマーカーによるマッチング
- ✓ 最低 4 個のマーカーがマッチングに必要
 - マーカーマッチングした単体の誤差
デフォルト値は0.30mm 最大0.35mm
 - マーカーマッチングした数の平均誤差
デフォルト値は0.20mm 最大0.25mm



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide


より精度の高いラジオグラフィックガイドの利用方法について

キャリブレーションによるISO値の調整


- ✓ DTX Studio™ Implantを使って正確に検査・診断を行うためには、周囲軟組織や残存歯がサージカルテンプレートに正確に反映されていて、模型上で安定した適合を得る事が理想です
- ✓ より正確に模型上に適合させる対応させるために、ご使用されるCBCT画像データから、正しくラジオグラフィックガイドの3D形状を抽出(ISO値)する事が重要となります
- ✓ Calibration kitを使用してキャリブレーションを実施することで、自動的にご使用されるCTスキャナに合ったISO値を簡単に特定できるようになります




定期的なキャリブレーションを推奨します



Calibration Object



スキャンの設置



DTX Studio™ Implant

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

サージカルテンプレートはラジオグラフィックガイドを CBCTで撮影し、デジタル化した3Dラジオグラフィックガイドの表面を基に作製されます。ラジオグラフィックガイドの形状を正確に写し取るため、デジタル3Dのラジオグラフィックガイドが実物と同じでなければなりません。



キャリブレーションは、この部分をイコールに近づける作業になります

補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

キャリブレーションの流れ：プロトコル

■ プロトコル

キャリブレーションの設置



スキャンの設置



DICOMファイルへ



■ 実施時期

- ✓ 推奨実施: 半年に1回(最低年2回以上)、または以下のような状況
 - CTソフトウェアの保守、更新、バージョンアップなどがあった場合
 - 過去にデータが無い新しいCT機種の場合 (CTメーカー同伴で実施)
 - サージカルテンプレートの適合が良くない場合



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

キャリブレーションオブジェクトとスキャン設置

キャリブレーションオブジェクトは台の中心に配置します



黒いスポンジの上にキャリブレーションオブジェクトを設置します

補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)


ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

キャリブレーションオブジェクトとスキャン設置

■ 問題のないCBCT撮影した画像

- ✓ 空気が黒で表示されている
- ✓ 対象物の密度が均質に見える (全体が同じ色)
- ✓ 黒い縞がない
- ✓ 端部が鮮明


OK



■ 問題のあるCBCT撮影した画像

- ✓ 空気が黒でなく灰色で表示されている
- ✓ 対象物の密度が異質に見える (全体が同じ色でない)
- ✓ 縞がある
- ✓ 端部がぼやけている、または歪んでいる

No Good




補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide


キャリブレーションオブジェクトとスキャン設置

- 問題のないCBCT撮影した画像
- ✓ 対象物の密度が均質に見える(全体が同じ色)
- ✓ アーチファクトがない



OK

- 問題のあるCBCT撮影した画像
- ✓ 対象物の密度が異質に見える (全体が同じ色でない)
- ✓ リング状アーチファクトがある



No Good


補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)


ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

キャリブレーションオブジェクトとスキャン設置

- 問題のないDTX Studio™ Implant画面
- ✓ ISO値を見つけるのは簡単
- ✓ コンバージョン後の良好な3Dモデル



- 問題のあるDTX Studio™ Implant画面
- ✓ ISO値を見つけるのは困難
- ✓ 問題のある3Dモデル



補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

DTX Studio™ Implant キャリブレーションデータセット

1



【スキャナー】を左クリック

2





- 新規 新規作成
- インポート 作成済のキャリブレーションデータの取り込み
- エクスポート 作成したキャリブレーションデータの取り出し
- 削除 作成したキャリブレーションデータの削除

補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

DTX Studio™ Implant キャリブレーションデータセット



【DICOMフォルダのインポート】を左クリックし、
ファイルを選択します




キャリブレーションオブジェクトが表示されているのを確認後、右下の【次へ】を左クリックします

補綴 / Prosthetic(補綴設定)


補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide



自動でキャリブレーションデータを作成します
問題なく作成された場合は、右図の通り進みます

※ Calibration Data Failed と表示された場合はCT撮影
設定値 (感電圧、感電流など) の設定を変更して再度
撮影し、同じ作業を行います





補綴 / Prosthetic(補綴設定)

補綴タブ (ガイドデータの取り込み)

ガイド – Calibration CBCT用 Radio Graphic Guide

ラジオグラフィックガイドの取り込み手順中、【関心領域 (VOI) と ISO値の設定】から【キャリブレーション・セット変更】ボタンから、新しいキャリブレーションを選択します

新しいキャリブレーションを選択後、【次へ】ボタンを左クリックし高解像度表面計算を行います
ラジオグラフィックガイドの3D表面を確認し【次へ】を左クリックし、マッチングを行います



Contact Support

インストール方法やソフトウェア操作方法など
ご不明点などございましたら、以下までご連絡ください

プロセラ・テクニカルサポート

TEL：0120-432-118

営業時間：月～金 9時～20時（土・日・祝日は除く）



Nobel Biocare DTX Studio™ Implant Version 3.4 User Manual

©Nobel Biocare Japan K.K. All rights reserved.

MK397A JP 2001 Printed in Japan © Nobel Biocare Services AG, 2020 All rights reserved.この文書で使用されている Nobel Biocare、ノーベルバイオケア社のロゴ、その他すべての商標は、別途記載がない場合および文脈上明確でない場合は、ノーベルバイオケアの商標です。
米国およびその他の国または地域において、iPad®は Apple® Inc. の登録商標です。Adobe®は Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
Windows®は Microsoft® Corp. の登録商標です。この文書内の製品画像は、必ずしも縮尺どおりではありません。