

# Installation guide

## DTX Studio™ Implant 3.3 for Windows

### Computer Guideline

## Windows® 64-bit (Windows® 7,8,8.1,10)

### Recommended requirements (推奨要件)

#### CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ  
3 GHz

#### RAM : メモリ

64bit 8GB 以上

#### Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上  
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)  
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)  
※Intelのグラフィックでは動作しません

#### Monitor : 解像度

1920×1200などのフルHD (1920×1080) 以上をお勧めします。  
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます。

#### Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

#### Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。  
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。

# Installation guide

## DTX Studio™ Implant 3.3 for Mac

### Computer Guideline

**MacOS® X El Capitan, MacOS® Sierra  
MacOS® High Sierra, MacOS® Mojave**

#### Recommended requirements (推奨要件)

##### Devices

iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)

\*2011年以降にリリースされたモデルがサポートされています。

##### CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ

3 GHz

##### RAM : メモリ

Mac OS 8 GB 以上

##### Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上

(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)

OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)

※Intelのグラフィックでは動作しません。

##### Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080

※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます。

##### Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、

ダウンロード30Mbps以上

##### Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。

通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じて、それ以上のディスクスペースが必要です。