

Installation guide

NobelClinician 3.1 for Windows

Computer Guideline

Windows® 32-bit (Windows® 7)

Windows® 64-bit (Windows® 7,8,10)

Recommended requirements (推奨要件)

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ
3 GHz

RAM : メモリ

32bit : 4GB 以上
64bit : 8GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

少なくとも1440x900の解像度が必要です。
1920x1200などのフルHD (1920x1080) 以上をお勧めします。
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。

Installation guide

NobelClinician 3.1 for Mac

Computer Guideline

MacOS® X Yosemite, MacOS® X El Capitan, MacOS® Sierra

Recommended requirements (推奨要件)

Devices

iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)
(2011年以降のモデルがサポートされています)

CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ

3 GHz

(Apple M1 Chip(SoC)搭載のコンピュータは現在検証中のため、動作保証は致しかねます。)

RAM : メモリ

Mac OS 8 GB 以上

Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上

(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)

OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)

※Intelのグラフィックでは動作しません

Monitor : 解像度

少なくとも1440x900の解像度が必要です。

1920x1200などのフルHD (1920x1080) 以上をお勧めします。

※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、

ダウンロード30Mbps以上

Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。

通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じて、それ以上のディスクスペースが必要です。