

DTX Studio™ Implant (NobelClinician®) OS対応表 (3.1、3.3)		ソフトウェアバージョン		OSアップデート
		V3.1	V3.3	
Windows®	Win XP	×	×	DTX Studio Implant 3.3 NobelClinician 3.1 Computer Guideline 参照  Microsoft 公式ページ 参照
	Win Vista	×	×	
	Win 7 (32)	○	×	
	Win 7 (64)	○	○	
	Win 8	○	○	
	Win 8.1	×	○	
	Win10	○	○	
Mac OS®	Snow Leopard 10.6	×	×	El Capitan
	Lion 10.7	×	×	Sierra
	Mountain Lion 10.8	×	×	Mojave
	Mavericks 10.9	×	×	Mojave
	Yosemite 10.10	○	×	Mojave
	El Capitan 10.11	○	○	Mojave
	Sierra 10.12	○	○	Mojave
	High Sierra 10.13	×	○	Mojave
	Mojave 10.14	×	○	—
	Catalina 10.15	×	×	—
	Big Sur 11	×	×	—
	<p>macOS Sierra 10.12 : El Capitan、Yosemite、Mavericks、Mountain Lion、Lion からアップグレードできます。  OS X El Capitan 10.11 : Yosemite、Mavericks、Mountain Lion、Lion、Snow Leopard からアップグレードできます。  OS X Yosemite 10.10 : Mavericks、Mountain Lion、Lion、Snow Leopard からアップグレードできます。  Mac PCを新規購入する場合は、OS (Big Sur) がDTX Studio Implant V.3.3 に非対応のため、V.3.5へのアップグレードが必要となります。</p>			