

DTX Studio™ Implant software (Version 3.4) Computer Guidelines



■ 対応OS (オペレーションシステム)

- ▶ Windows 64bit Windows 7 & 10
- ▶ Mac OS X 64bit El Capitan / High Sierra / Mojave
iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)

■ CPU: 最小条件

- ▶ デュアルコアプロセッサ
- ▶ 3 GHz

■ RAM (メモリ)

- ▶ Windows 64bit 8 GB 以上
- ▶ Mac OS X 64bit 8 GB 以上

■ Graphics Card

- ▶ ビデオメモリ1GB 以上
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)
- ▶ OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)
※Intelのグラフィックでは動作しません

新しいPCのご購入を検討されている場合には、
Windows ⇒ NVIDIA/AMDグラフィックス搭載モデル
64bit / メモリ8GB 以上を推奨します
Mac ⇒ NVIDIA/AMDのグラフィック搭載モデル
メモリ8GB 以上を推奨します

■ Monitor (解像度)

- ▶ 推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080
※4Kなどの大きな解像度では、表示可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

■ Internet (回線速度)

- ▶ ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

■ Hard Disk (ディスクスペース)

- ▶ 患者様のデータは約250MB以上になります。通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。