

# Installation guide DTX Studio™ Implant 3.6.4.2 for Windows



## Computer Guideline

### Windows® 64-bit (Windows® 10)

#### Recommended requirements (推奨要件)

##### CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ  
3 GHz

##### RAM : メモリ

64bit 8GB 以上

##### Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上  
(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)  
OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)  
※Intelのグラフィックでは動作しません

##### Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080  
※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

##### Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、ダウンロード30Mbps以上

##### Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。  
通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じてそれ以上のディスクスペースが必要です。

# Installation guide DTX Studio™ Implant 3.6.4.2 for Mac



## Computer Guideline

### MacOS® Catalina, MacOS® Big Sur

#### Recommended requirements (推奨要件)

##### Devices

iMac / Mac Pro / Mac Book Pro(15インチ以上)

\*2011年以降にリリースされたモデルがサポートされています。

##### CPU : 最小条件

デュアルコアプロセッサ

3 GHz

(Apple M1 Chip(SoC)搭載のコンピュータは現在検証中のため、動作保証は致しかねます。)

##### RAM : メモリ

Mac OS X 8 GB 以上

##### Graphics card

ビデオメモリ1GB 以上

(4K/Retinaディスプレイは2GB以上)

OpenGL® (NVIDIA、AMDなど)

※Intelのグラフィックでは動作しません

##### Monitor : 解像度

推奨1920 X 1200 ※最小1920 X 1080

※4Kなどの大きな解像度では、表示は可能ですが文字が極端に小さくなってしまいます

##### Internet : 回線速度

ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード3Mbps 以上、

ダウンロード30Mbps以上

##### Disk space

患者様のデータは約250MB以上になります。

通常インストールに最低5GB、患者ファイル数に応じて、それ以上のディスクスペースが必要です。