

# DTX Studio™ Lab software (Version 1.10.6.1) Computer Guidelines



- 対応OS (オペレーションシステム)
  - ▶ Windows 64bit Windows 7 & 10
  
- CPU: 最小条件
  - ▶ クアッドコアプロセッサ
  - ▶ 2.8 GHz以上 (Intel Core i5 or i7など)
  
- RAM (メモリ)
  - ▶ Windows 64bit 8 GB 以上
  
- Graphics Card
  - ▶ ビデオRAM2GB 以上を搭載したNVIDIAグラフィックカード
  
- Monitor (解像度)
  - ▶ 推奨1920 X 1080
  
- Internet (回線速度)
  - ▶ ブロードバンドの回線が必要 推奨 アップロード512 kbps 以上
  
- Hard Disk (ディスクスペース)
  - ▶ 25GBの空きディスク容量が必要です (症例ケースの数により、より多くのディスク容量が使用されます)。  
DTX Studio™ Labの1ケースあたりのデータセットは約100MBです。

左記推奨要件を満たしていない場合は、DTX Studio™ Lab ソフトウェアが正常に動作しない場合があります。

推奨要件を満たしたPCのご購入に関しましては、ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社営業担当者までお問い合わせください。

※Windows7については、マイクロソフト社より2020年1/14に延長サポートの終了が発表されております。  
本ソフトウェアの適合スペックではありますが、Windows10以降の導入をお勧めいたします。